

The background of the page is decorated with several large, abstract, green line-art shapes. These shapes resemble stylized leaves or petals, with some having straight edges and others being entirely curved. They are layered and overlap each other, creating a sense of depth and organic form. The lines are a vibrant green color.

ORBIS)))

TOOTEKATALOOG

Plandent



Tere tulemast Plandent Orbis™- maailma!

Orbis™ on juba 20 aastat Soomes ja 10 aastat Eestis

Orbis™ on hambalaborite tootevalikusse kuulunud alates 2003. aastast. Esimeste toodete hulka valitud kipsid on üks näide sarja usaldusväärsetest toodetest. Põhiliste hambahooldus-toodete turuletoomine algas 2010. aasta kevadel.

Orbis kasvab ja uueneb

Arendame valikut pidevalt ja süstemaatiliselt ning kaubamärk katab laias laastus hambaravi ja hambalaborite põhivajadused. Nüüd on Orbise tooteid juba üle 1000!

Osale Orbise arendamisel, andes tagasisidet ja esitades oma soove

Valime oma Orbise tarnijad väga rangete kriteeriumite alusel. Oleme tänulikud klientidelt saadud tagasiside eest, mis võimaldab meil jälgida, kui hästi meie oma eesmärgi saavutame. Aktiivse ja avatud dialoogi abil saab Orbis kohaneda teie vajadustega. Saadud tagasiside on oluline osa brändi arendamisest.

Kas teil on värvide või muude omaduste osas soove? Esitage oma soovid Plandenti kodulehel oleva tagasisidekanali kaudu.

Orbis on tulus ost

Kvaliteetsed, töökindlad ja soodsad tooted toovad praktilise igapäevasesse tarbimisse märkimisväärse kokkuhoiu. Kui valite Orbise, võite olla kindel, et maksate taskukohast turuhinda. Kõigile hambaravi professionaalidele sobiva tootesarja hinna ja kvaliteedi suhe on unikaalne. Orbis on tulus ost!

Otsige Orbis veebipoest üles

Kokku on Plandent Eesti OÜ tootevalikus umbes 50 000 toodet ja tarvikut. Kogu valikut saab hõlpsasti vaadata ja tellida meie veebipoes aadressil plandent.ee


Oleme püüdnud Orbise toodete tellimist lihtsamaks muuta, märgistades need alati roheliste raamidega. Pange tähele, et Orbist leiab üha enam ka lingi "Alternatiivne toode" taga.

Lisage oma ostukorvi soodsad Orbise valikud! Oma valikutega mõjutate ostukorvi hinda. Hindade võrdlemisel palume arvestada ka Orbise kampaaniatega.

Võtke Orbis™ enda omaks!

SISU

4	Restaureerimine
12	Poleerimine ja viimistlemine
14	Juureravi
22	Proteesimine
27	Ühekordsed tooted
36	Puhastamine ja desinfitseerimine
44	Profülaktika- ja hooldustooted koduseks kasutamiseks
49	Instrumendid
56	Laborimaterjalid ja -tarvikud



Orbis™ tootevalik

Kataloogis olevad kirjeldused on suunava iseloomuga. Lugege alati pakendiga kaasasolevat kasutusjuhendit ning etikette.

Me ei vastuta tooteinfos esinevate võimalike trükivigade eest. Tootepildid ei vasta alati täpselt toodete tegelikule välimusele

RESTAUREERIMINE

Isolatsioonimaterjalid

Cavity Liner LC

Orbis Cavity Liner LC on valguskõvastuv, röntgenkontrastne ja ühekomponentne kaltsiumhüdroksiidi sisaldav materjal. Kasutada pulbi katmiseks ja kaviteedi vooderdusena kõigi täiteainete all.

Cavity Liner LC isolatsiooniaine	MD149995	2 x 2 ml
----------------------------------	----------	----------

ResinoCal LC

Orbis ResinoCal LC on valguskõvastuv, vaiguga tugevdatud aluskate, mis on mõeldud pulbi otseseks ja kaudseks katmiseks. Sisaldab MTA täiteaineid, vabastab kaltsiumi ja moodustab tertsiaarse dentiini. Tänu kõrgele pH väärtusele (12) on liner bakteritsiidne ja vähendab tundlikkust peale prepareerimist. Radiopaakne. Süstal 1 g. Peale avamist kasutada ära 6 kuu jooksul.

LC ResinoCal isolatsioonimaterjal	MD172404	4 x 1 g
-----------------------------------	----------	---------

CE 0482 MD



CE 0482 MD

Komplektis 20 tk aplitseerimisotsikuid



Sidusained

ORBI-Bond Universal DC-Activator

ORBI-Bond Universal DC-Activator on kahelikõvastuv aktivaator, mida kasutatakse koos Orbis ORBI-Bond universaalse sidusainega. Moodustab sidusainega keemiliselt kõvastuva adhesiivi, mida saab kasutada koos keemiliselt või kahelikõvastuvate komposiit täidiste või kõndimaterjalidega, nt. juurekanali postide või fiiberpostide sidumiseks.

ORBI-Bond Universal DC-Activator	R294159	1 x 2 ml
----------------------------------	---------	----------

CE 0482 MD



ORBI-Bond Universal

ORBI-Bond Universal on isesõõvitav universaalne valguskõvastuv sidusaine igasugusteks sidustamistöödeks. Sobib ka selektiivseks söövitamiseks või sidusaineks totaalise söövituse tehnoloogias. Sobib väga hästi laialatuslikuks kasutamiseks hambaravis, nagu valguskõvastuvad komposiidid otsesteks ja kaudseteks restauratsioonideks, tundlike hambakaelte töötlemine, kaitselakk klaasionomeertäidistele, kaviteedi ja kõndi katmine enne ajutisi täidiseid ning keraamiliste täidiste parandamine ilma eraldi ettevalmistusaineta. Kasutamine: kanda kergelt niiskele dentiinile 20 sekundiks, lase pustlist õhku 5 sekundit, valguskõvasta 10 sekundit. Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Saadaval on ka ORBI-Bond Universal DC aktivaator, mida kasutatakse sidusaine muutmiseks keemiliselt kõvastuvaks sidusaineks kasutamiseks koos keemiliselt või kahelikõvenevate komposiit täidiste või kõndimaterjalidega, nt. juurekanali postide või fiiberpostide sidumiseks.

ORBI-Bond Universal	M125803	1 x 5 ml
---------------------	---------	----------

CE 0482 MD

Segamiselused lk 29



ORBI-Bond SE One

CE 0482 MD

ORBI-Bond SE One on isesõõvitav valguskõvastuv ühekomponentne sidusaine emaili ja dentiini sidumiseks. Sobib kõikidele valguskõvastuvatele komposiitmaterjalidele. ORBI-Bond SE One on lahustivaba, mis annab tootele ühtlase kvaliteedi viimse tilgani. Kandke sobiv kogus niiskele dentiini ja/või emaili pinnale 30 sekundiks, pintseldades kogu aeg, kergelt pustlist õhku ca 10 sekundit ja valguskõvastage 20 sekundit. Enne kasutamist lugege läbi kasutusjuhend.

ORBI-Bond SE One	MD169352	1 x 5 ml
------------------	----------	----------

ORBI-Bond TE

CE 0482 MD

ORBI-Bond TE on etanoolipõhine ühepudeli sidusaine täielikuks söövitamiseks. Atsetoonivaba, etanoolipõhine ja hüdrofiilne.

ORBI-Bond TE, atsetoonivaba	MD120569	1 x 5 ml
-----------------------------	----------	----------



CE 0297 MD

CE 0482 MD

ORBI-FlowX kanüülid leiate lk 9



CE 0482 MD



Komposiidid

ORBI-BulkFill

ORBI-BulkFill on valguskõvastuv voolav radiopaakne komposiit I ja II klassi täidisteks nn. "bulk fill" tehnoloogias. Max 4 mm kiht. I klassi täidised võib jätta hambumusse. Tootel on universaalne dentiini toon. Bis-GMA-vaba, 100% bioühilduv materjal. Täiteaineid 77% massist, 57% mahust. Lugege kasutusjuhendit.

ORBI-BulkFill kapslis	M121458	20 x 0,25 g
ORBI-BulkFill süstlas	M121457	1 x 2 g

ORBI-HiFil supremeX

ORBI-HiFil Supreme X on valguskõvastuv nanohübriidkomposiit, mis sobib kõikidesse kaviteetidesse. Head käsitlemisomadused ja konsistents. Põhineb BIS-GMA vaigul ja täiteainetel suurusega 0,05–3 µm. Täiteaine osakaal on 80%, 69% mahust.

A1 kapslis	R287379	20 x 0,3 g
A2 kapslis	R287380	20 x 0,3 g
A3 kapslis	R287381	20 x 0,3 g
A3,5 kapslis	R287382	20 x 0,3 g
B2 kapslis	R287383	20 x 0,3 g
C3 kapslis	R287384	20 x 0,3 g

ORBI-FlowX

ORBI-FlowX on hästi voolav valguskõvastuv mikrohübriidkomposiit, mis on mõeldud täidisteks esihammastesse ja piiratud määral ka tagahammastesse. Põhineb metakrülaatvaigul ja 0,05–1 µm anorgaanilistel täiteaineosakestel. Täiteaine kogus on 62% ja täiteaine maht 47%. Lugege kasutusjuhendit.

A1 süstlas	M120243	2 x 2 g
A2 süstlas	M120244	2 x 2 g
A3 süstlas	M120245	2 x 2 g
A3,5 süstlas	M120246	2 x 2 g



Matriitsid

Sektormatriitsi rõngas

Orbis sektormatriitsisüsteemi rõngad. Metallosa nikkel-titaan, plastikosa polüamiid. Võib panna desinfitseerimisvahendisse või ultrahelipesurisse (ultrahelipesuris olev desinfitseerimisvahend peab olema ensümaatiline). Pärast desinfitseerimist võib toote autoklaavida. Rõngaste paigaldamiseks soovitame nt toodet 62198 Matrix Danville klambritangid vedruga .

Kitsas hall	MD150155	1 x 2 tk
Universaalne must	MD150154	1 x 2 tk
Universaalne ja Narrow	MD150283	2 x 1 tk

Sektormatriits

Orbise sektormatriitsi süsteemi matriitsid tagavad kontakti tekkimise õiges kohas ja seda on lihtne asetada ka kitsasse hambavahesse.

4,5 mm premolaar	MD150150	1 x 100 tk
5,5 mm molaar	MD150151	1 x 100 tk
6,5 mm molaar	MD150152	1 x 100 tk

Sektormatriitsi kiilud

Plastkiilud Orbise sektormatriitsisüsteemile. Need kiiluvad matriitsi hästi hamba vastu ja takistavad tõhusalt materjali kadu.

Väike kollane	MD150147	1 x 100 tk
Keskmine sinine	MD150148	1 x 100 tk
Suur oranž	MD150149	1 x 100 tk

Kontureeritud metallmatriitsid

0,045 mm



molaar 2-küüruga	R303083	1 x 30 tk
------------------	---------	-----------



molaar 1-küüruga M/d, d/M	R303081	1 x 30 tk
---------------------------	---------	-----------



molaar 1-küüruga d/M, M/d	R303080	1 x 30 tk
---------------------------	---------	-----------



premolaar 2-küüruga	R303082	1 x 30 tk
---------------------	---------	-----------



premolaar 1-küüruga M/d, d/M	R303080	1 x 30 tk
------------------------------	---------	-----------

0,038 mm



matriits Tofflemier kontureeritud	MD127062	1 x 50 tk
-----------------------------------	----------	-----------

Õhuke 0,037 mm



nr 1 premolaar sirge	60175	1 x 100 tk
----------------------	-------	------------



nr 2 premolaar 1-küüruga	60176	1 x 100 tk
--------------------------	-------	------------



nr 6 premolaar 2-küüruga	60177	1 x 100 tk
--------------------------	-------	------------



nr 3 molaar sirge	60178	1 x 100 tk
-------------------	-------	------------



nr 4 molaar 1-küüruga	60179	1 x 100 tk
-----------------------	-------	------------



nr 5 molaar 2-küüruga	60180	1 x 100 tk
-----------------------	-------	------------

Eriti õhuke 0,030 mm



nr 1 premolaar sirge	60169	1 x 100 tk
----------------------	-------	------------



nr 2 premolaar 1-küüruga	60170	1 x 100 tk
--------------------------	-------	------------



nr 6 premolaar 2-küüruga	60174	1 x 100 tk
--------------------------	-------	------------



nr 3 molaar sirge	60171	1 x 100 tk
-------------------	-------	------------



nr 4 molaar 1-küüruga	60172	1 x 100 tk
-----------------------	-------	------------



nr 5 molaar 2-küüruga	60173	1 x 100 tk
-----------------------	-------	------------



Muud abivahendid

Kileribad

Õhuke sirge kileriba. Pikkus 12 cm, kõrgus 8 mm, paksus 0,05 mm.

Kileriba sirge 8 mm	72119	1 x 1000 tk
---------------------	-------	-------------

CE MD



Puukiilud

CE MD

nr 10 oranž	67135	1 x 1000 tk
nr 20 valge	67136	1 x 1000 tk
nr 30 roheline	67137	1 x 1000 tk
nr 40 kollane	67138	1 x 1000 tk



CE MD

Kofferdami kummid

Kofferdami kummid lateksist

Tume tugev rullis	16232	1 x 2,25 m
Tume keskmine rullis	16231	1 x 4,5 m
Hele keskmine rullis lateks	16230	1 x 4,5 m
Tume õhuke rullis lateks	16229	1 x 4,5 m
Hele õhuke rullis lateks	16228	1 x 4,5 m
15 x 15 cm, roheline keskmine lateks	60745	1 x 36 tk

Sünteetilised kofferdami kummid

Kofferdami kumm 15 x 15 cm, sinine sünteetiline	MD149989	1 x 20 tk
---	----------	-----------

Kõndi ülesehitus

Core Build-Up DC

Orbis Core Build-Up DC on kahelikõvastuv, eriti röntgenkontrastne ja voolav komposiit kõndi ehitamiseks. Saadaval on kaks tooni: dentiini toon esteetilisteks vajadusteks, nt. keraamilise töö all või poolläbipaistvate komposiitaidistega ning valge, mis võimaldab selgeid nähtavaid lihvimispiire ja sobib ka esteetikat nõudvatele töödele. Sobib adhesiiviks nii elus kui ka töödeldud juurtega hammastele kõndi ehitamiseks, samuti postide kinnitamiseks. Kõik süstlad on varustatud eemaldatava korgiga. Kolvi saab materjali raiskamata süstlast välja tõmmata ja uuega asendada. Süstla korgid võib paigale jätta, et vältida süstlas oleva materjali ristsaastumist. Tööaeg ca 2 min, kõvenemisaeg ilma valguseta ca 5 min. Valguskõvastamisel lisage materjali 2 mm kihtidena ja valguskõvastage iga kiht 40 sekundit.



Segamis- ja intraoralsed
otsikud pakendites. Rohkem
segamisotsikuid leiate lk 25

Automix

Dentin	R294154	1 x 10 g
Valge	R294156	1 x 10 g

Padrun

Dentin	R294157	1 x 50 g
Valge	R294158	1 x 50 g



CE 0482 MD

Aplitseerimine

Kanüülid nõelaga

CE MD

19G must	M123889	1 x 100 tk
20G helesinine	M123886	1 x 100 tk
20G must	M123887	1 x 100 tk
Flow 23G must	M123885	1 x 100 tk
13 mm 25G helesinine	M123883	1 x 100 tk



Aplikaatorid

CE MD

Sobib näiteks sidusaine pealekandmiseks. Vastupidav atsetoonile. Pakend sisaldab nelja kaanega karpi ja sobib ka jaotuskarpi.

MicroBrush Fine 1,5 mm	67051	4 x 100 tk
MicroBrush Regular 1,9 mm	67050	4 x 100 tk



Pintslid

CE MD

Pintslivars	M125752	1 x 5 tk
-------------	---------	----------

Pintslisotsad

CE MD

väike

must, valge kannaga	MD115214	1 x 100 tk
must, punase kannaga	72197	1 x 100 tk
valge, punase kannaga	72198	1 x 100 tk
valge, valge kannaga	72199	1 x 100 tk

suur

must, valge kannaga	MD115213	1 x 100 tk
---------------------	----------	------------



Kapsli aplikaator

CE MD

Sobib näiteks klaasionomeeri ja MTA kapslitele.

Kapsliaplikaator pulber-vedelik kapslite jaoks	R292516	1 x 1 tk
--	---------	----------



Poroloonkuulid

CE MD

Vedelize ja pastalaadsete toodete paigaldamiseks. Läbimõõt 4 mm, purgis 3000.

Poroloonkuulid Nr.1 4 mm	72152	1 x 3000 tk
--------------------------	-------	-------------



Polümerisatsiooniks

Valguskaitсед

Valguskaitse ekraan	67510	1 x 1 tk
---------------------	-------	----------

Segamislehed

Vahatatud		
4 x 5 cm	10526	1 x 75 tk
6,4 x 6,4 cm	60872	10 x 50 tk
7 x 9,5 cm	R299149	1 x 50 tk

Läbipaistev		
7 x 8 cm	72305	1 x 100 tk

Teemantpuurid turbiinile



Teemantpuurid prepareerimiseks, FG-kannaga		
C 368/023	MD165268	1 x 5 tk
M 835/008 FG	MD114906	1 x 5 tk
M 835/010 FG	MD114907	1 x 5 tk
M 835/012 FG	MD114908	1 x 5 tk
M 835/014 FG	MD114909	1 x 5 tk
M 836/012 FG	MD114910	1 x 5 tk
M 836/014 FG	MD114911	1 x 5 tk
M 837/012 FG	MD114912	1 x 5 tk
M 838/010 FG	MD114913	1 x 5 tk
M 801/009 FG	MD114900	1 x 5 tk
M 801/010 FG	MD114901	1 x 5 tk
M 801/012 FG	MD114902	1 x 5 tk
M 801/014 FG	MD114903	1 x 5 tk
M 801/016 FG	MD114904	1 x 5 tk
M 801/018 FG	MD114905	1 x 5 tk
M 801/022 FG	MD114927	1 x 5 tk
M 801/032 FG	MD114928	1 x 5 tk
M 838/010 FG	MD114913	1 x 5 tk
M 838/012 FG	MD114914	1 x 5 tk
M 838/014 FG	MD114915	1 x 5 tk
M 838/016 FG	MD114916	1 x 5 tk
M 881/014 FG	MD165245	1 x 5 tk

Teemantpuurid lihvimiseks, FG-kannaga



M 830/018 FG	MD114918	1 x 5 tk
M 830/023 FG	MD114937	1 x 5 tk
M 833/023 FG	MD114926	1 x 5 tk
M 862/012 FG	MD114917	1 x 5 tk
C 862/012 FG	MD165258	1 x 5 tk
C 862/016 FG	MD165259	1 x 5 tk
SC 862/012 FG	MD165260	1 x 5 tk
M 863/018 FG	MD165262	1 x 5 tk
C 863/012 FG	MD165261	1 x 5 tk
C 835/010 FG	MD165234	1 x 5 tk
C 835/012 FG	MD165235	1 x 5 tk
C 835/014 FG	MD165236	1 x 5 tk
M 830/010 FG	MD165264	1 x 5 tk
M 830/012 FG	MD165265	1 x 5 tk
M 830/014 FG	MD165266	1 x 5 tk
M 830/016 FG	MD165267	1 x 5 tk
C 881/016 FG	MD165246	1 x 5 tk
F 879/014 FG	MD114925	1 x 5 tk
M 878/012 FG	MD165237	1 x 5 tk
M 886/016 FG	MD165247	1 x 5 tk
C 878K/014 FG	MD165240	1 x 5 tk
M 878K/014 FG	MD165238	1 x 5 tk
M 878K/016 FG	MD165239	1 x 5 tk
C 878K/016 FG	MD165241	1 x 5 tk
C 878K/018 FG	MD165244	1 x 5 tk

Teemantpuurid täidisele, FG-kannaga



F 830/018 FG	MD114920	1 x 5 tk
F 368/023 FG	MD114948	1 x 5 tk
F 833/023 FG	MD114924	1 x 5 tk
F 862/012 FG	MD114919	1 x 5 tk
SF 862/012 FG	MD165263	1 x 5 tk
F 801/014 FG	MD114921	1 x 5 tk
F 801/016 FG	MD114922	1 x 5 tk
F 801/018 FG	MD114923	1 x 5 tk
F 801/022 FG	MD114929	1 x 5 tk
F 801/032 FG	MD114930	1 x 5 tk

Zekrya puurid

Zekrya, FG-kannaga

Kroonide lõikamiseks, FG-kannaga



Zekrya puur FG 23 mm	MD127274	1 x 5 tk
Zekrya puur FG 28 mm	MD127275	1 x 5 tk

POLEERIMINE JA VIIMISTLEMINE

Poleerid

Komposiidile

Kaheastmeline komplekt poleerimiseks. Kollane vormib ja silub, sinine annab hea läike.

Väike leek medium kollane	MD125943	1 x 50 tk
Tass medium kollane	MD125944	1 x 50 tk
Leek medium kollane	MD125945	1 x 50 tk
Väike leek fine sinine	MD125946	1 x 50 tk
Tass fine sinine	MD125947	1 x 50 tk
Leek fine sinine	MD125948	1 x 50 tk

Keraamikale

Kaheastmeline komplekt keraamika nagu presskeraamika, tsirkooniumoksiidi ja alumiiniumoksiidi poleerimiseks. Sisaldab teemantpuru, mis tagab hea vastupidavuse ja aitab kaasa lõplikule poleerimisele.

Väike leek punane	MD125955	1 x 25 tk
Tass medium punane	MD125956	1 x 25 tk
Leek medium punane	MD125957	1 x 25 tk
Väike leek fine roosa	MD125958	1 x 25 tk
Tass fine roosa	MD125959	1 x 25 tk
Leek fine roosa	MD125960	1 x 25 tk

Spiraalsed poleerijad

Komposiidile


Spiraalikujuline poleerketas komposiidile. Soovitav kiirus 10 000–12 000 p/min. Tänu oma disainile sobib igat tüüpi poleeritavatele pindadele. Kasutatakse niiskel pinnal, kuid ei vaja vesijahutust, nt piisab pustlist niisutamisest.

Fine hall komposiidile	MD149811	1 x 10 tk
Medium roosa komposiidile	MD149812	1 x 10 tk

Keraamikale

Spiraalikujuline poleerimisketas keraamikale. Soovitav kiirus 10 000–12 000 p/min. Kasutatakse niiskel pinnal, kuid ei vaja vesijahutust, nt piisab pustlist niisutamiseks.

Fine hall keraamikale	MD149813	1 x 10 tk
Medium roosa keraamikale	MD149814	1 x 10 tk
Coarse sinine keraamikale	MD149815	1 x 10 tk



Lihvimiskettad

Väikesed lihvimiskettad

Paindlik ja väga õhuke plastikust lihvimisketas komposiidi, portselani ja metalli viimistlemiseks.

10 mm Extra fine kollane	MD125351	1 x 100 tk
10 mm Fine heleoranž	MD125350	1 x 100 tk
10 mm Medium oranž	MD125349	1 x 100 tk
10 mm Coarse tumeoranž	MD125348	1 x 100 tk

Suured lihvimiskettad

14 mm Extra fine kollane	MD125355	1 x 100 tk
14 mm Fine heleoranž	MD125354	1 x 100 tk
14 mm Medium oranž	MD125353	1 x 100 tk
14 mm Coarse tumeoranž	MD125352	1 x 100 tk

Mandrell

Mandrell Pop-On-lihvimisketastele. Nurkotsakinnitus/RA.

MD169334	MD169334	1 x 3 tk
----------	----------	----------

Lihvimisribad

Perforeeritud teemantlihvimisribad


Perforeeritud teemantlihvimisribad vormimiseks ja viimistlemiseks.

Extra fine kollane – laius 2,5 mm	MD123084	1 x 10 tk
Extra fine kollane – laius 3,75 mm	MD123085	1 x 10 tk
Fine punane – laius 2,5 mm	MD117460	1 x 10 tk
Fine punane – laius 3,75 mm	MD117462	1 x 10 tk
Medium sinine – laius 2,5 mm	MD117459	1 x 10 tk
Medium sinine – laius 3,75 mm	MD117461	1 x 10 tk

Perforeeritud teemantlihvimisriba rullis

Sobib hambakatu ja hambakivi eemaldamiseks hammaste vahelt. Ideaalne hambapinna puhastamiseks ja viimistlemiseks.

Lihvimisriba perforeeritud fine	R285750	1 x 2 m
Lihvimisriba perforeeritud coarse	R285751	1 x 2 m
Lihvimisriba osaliselt perforeeritud fine	R285752	1 x 2 m
Lihvimisriba osaliselt perforeeritud coarse	R285753	1 x 2 m





Juurekanalinõelad masinale

Golden One steriilne

Orbis Golden One juurekanalisüsteemis kasutatakse juurekanali vormimiseks ainult ühte ühekordselt kasutatavat viili, et tagada lihtne ja hõlbus töövoog ning veelgi kiirem juureravi. Ühekordselt kasutatav juurekanali viil vähendab infektsioonide ja ristsaastumise ohtu. Tavaliselt piisab juurekanali lõplikuks avamiseks ühest viilist. Orbis Golden One juurekanalikomplekti kasutatakse retsiproktiivse käsiinstrumendi Wave One programmiga.

kollane small 20.07 21 mm	MD167015	6 x 1 tk
kollane small 20.07 25 mm	MD167016	6 x 1 tk
kollane small 20.07 31 mm	MD167017	6 x 1 tk
punane primary 25.07 21 mm	MD167018	6 x 1 tk
punane primary 25.07 25 mm	MD167019	6 x 1 tk
punane primary 25.07 31 mm	MD167020	6 x 1 tk
roheline medium 35.06 21 mm	MD167021	6 x 1 tk
roheline medium 35.06 25 mm	MD167022	6 x 1 tk
roheline medium 35.06 31 mm	MD167023	6 x 1 tk
valge large 45.05 21 mm	MD167027	6 x 1 tk
valge large 45.05 25 mm	MD167028	6 x 1 tk
valge large 45.05 31 mm	MD167029	6 x 1 tk

Golden Glider steriilne

Steriilne ühekordne liugnõel. Orbis Golden Glider nõelad täiendavad Orbis Golden One juureravi toodete sarja. Kasutatakse retsiproktiivses instrumendis Wave One programiga. Ainult retsiproktiivselt.

21 mm	R232544	6 x 1 tk
25 mm	M-042030	6 x 1 tk
31 mm	R232545	6 x 1 tk

Golden One pabertihvt steriilne

primary	MD167008	20 x 5 tk
small	MD167007	20 x 5 tk
medium	MD167009	20 x 5 tk
large	MD167010	20 x 5 tk



Golden Taper steriilne

Orbis Golden Taper endodontilised nõelad on tõhusate ja ohutute progresseeruvate nõelte sari. Nõel puudutab juurekanalit korraga vaid lühikese vahemaa tagant. Kolmnurkne kuju vähendab hõõrdumist nõela otsa ja dentiini vahel. Ots ei löika, mis omakorda vähendab perforatsiooni ohtu. Termotöödeldud juurekanali nõelad on ka painduvad. Kasutatakse nt Protaper Gold nõeltega samas programmis, ca 250–350 p/min.

19 mm SX kuldne	R276897	6 x 1 tk
21 mm F1 kollane	R287473	6 x 1 tk
21 mm F2 punane	R287474	6 x 1 tk
21 mm F3 sinine	R287475	6 x 1 tk
21 mm F4 must	R287476	6 x 1 tk
21 mm F5 kollane	R287477	6 x 1 tk
21 mm S1 lilla	R287469	6 x 1 tk
21 mm S2 valge	R287470	6 x 1 tk
21 mm SX-F3 komplekt	R287467	6 x 1 tk
25 mm F1 kollane	R277801	6 x 1 tk
25 mm F2 punane	R277802	6 x 1 tk
25 mm F3 sinine	R277803	6 x 1 tk
25 mm F4 must	R277804	6 x 1 tk
25 mm F5 kollane	R277805	6 x 1 tk
25 mm S1 lilla	R276898	6 x 1 tk
25 mm S2 valge	R277800	6 x 1 tk
25 mm SX-F3 komplekt	R277806	6 x 1 tk
31 mm F1 kollane	R287478	6 x 1 tk
31 mm F2 punane	R287479	6 x 1 tk
31 mm F3 sinine	R287480	6 x 1 tk
31 mm F4 must	R287481	6 x 1 tk
31 mm F5 kollane	R287482	6 x 1 tk
31 mm S1 lilla	R287471	6 x 1 tk
31 mm S2 valge	R287472	6 x 1 tk
31 mm SX-F3 komplekt	R287468	6 x 1 tk

Gutta-percha tihvtid masinnõeltele

Erikoonuselised

F1 kollane	MD114098	1 x 60 tk
F2 punane	MD114099	1 x 60 tk
F3 sinine	MD114100	1 x 60 tk
F4 must	MD114101	1 x 60 tk
F5 kollane	MD114102	1 x 60 tk



Pabertihvtid

Erikoonuselised

Steriilsed		
F1 kollane	MD122035	36 x 5 tk
F2 punane	MD122036	36 x 5 tk
F3 sinine	MD122037	36 x 5 tk
F1-F3 komplekt	MD122038	36 x 5 tk
F4-F5 komplekt	MD122039	36 x 5 tk

CE 0120 MD




Käsinõelad

Hedström viilid

Steriilne Hedström viil, mida kasutatakse peale riimerit juurekanali kudede eemaldamiseks ning juurekanalite laiendamiseks, silumiseks ja puhastamiseks. Hedströmi viil lõikab ainult siis, kui seda kanal is üles tõmmata. Ringikujuline Hedströmi viilimärk käepidemel teeb tuvastamise lihtsamaks. Varres on auk hambaniidi jaoks, viilil on stopper.

CE 0123 MD



Steriilsed			
Hedström steriilne 25 mm/08	MD174462	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/10	MD174463	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/15	MD174464	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/15-40	MD174472	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/20	MD174465	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/25	MD174466	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/30	MD174467	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/35	MD174468	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/40	MD174469	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/45	MD174470	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/45-80	MD174473	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/50	MD174471	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/55	MD174490	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/60	MD174491	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/70	MD174492	6 x 1 tk	
Hedström steriilne 25 mm/80	MD174493	6 x 1 tk	

K-viilid

Steriilne K-viil pulbi eemaldamiseks ning juurekanalite laiendamiseks, silumiseks ja puhastamiseks. Teravate servadega kuuske meenutav disain. Käepidemel ruudukujuline K-viili märk hõlpsaks tuvastamiseks. Varres on auk hambaniidi jaoks, viilil on stopper.

CE 0123 MD



Steriilsed		
K-viil steriilne 25 mm/06	MD174445	6 x 1 tk
K-viil steriilne 25 mm/08	MD174446	6 x 1 tk
K-viil steriilne 25 mm/10	MD174447	6 x 1 tk
K-viil steriilne 25 mm/15	MD174448	6 x 1 tk
K-viil steriilne 25 mm/20	MD174449	6 x 1 tk
K-viil steriilne 25 mm/25	MD174450	6 x 1 tk
K-viil steriilne 25 mm/30	MD174451	6 x 1 tk
K-viil steriilne 25 mm/35	MD174452	6 x 1 tk
K-viil steriilne 25 mm/40	MD174453	6 x 1 tk
K-viil steriilne 25 mm/45	MD174454	6 x 1 tk
K-viil steriilne 25 mm/50	MD174455	6 x 1 tk
K-viil steriilne 25 mm/15-40 komplekt	MD174460	6 x 1 tk

Riimerid

Steriilne riimer, mida kasutatakse juurekanali tööpikkuse saavutamiseks ja kanali laiendamiseks pöörlemise teel. Käepidemel kolmnurkne riimeri märk hõlpsaks tuvastamiseks. Varres on auk hambaniidi jaoks, viilil on stopper.

CE 0123 MD




Steriilsed		
Riimer steriilne 25 mm/08	MD174474	6 x 1 tk
Riimer steriilne 25 mm/10	MD174475	6 x 1 tk
Riimer steriilne 25 mm/15	MD174476	6 x 1 tk
Riimer steriilne 25 mm/20	MD174477	6 x 1 tk
Riimer steriilne 25 mm/25	MD174478	6 x 1 tk
Riimer steriilne 25 mm/30	MD174479	6 x 1 tk
Riimer steriilne 25 mm/35	MD174480	6 x 1 tk
Riimer steriilne 25 mm/40	MD174481	6 x 1 tk
Riimer steriilne 25 mm/45	MD174482	6 x 1 tk
Riimer steriilne 25 mm/50	MD174483	6 x 1 tk

Pabertihvtid

Värvikoodiga

CE 0120 MD



Pikkus 28 mm		
Pabertihvt 10	MD126765	1 x 200 tk
Pabertihvt 15	18764	1 x 200 tk
Pabertihvt 15-40	18762	1 x 200 tk
Pabertihvt 20	18765	1 x 200 tk
Pabertihvt 25	18766	1 x 200 tk
Pabertihvt 30	18767	1 x 200 tk
Pabertihvt 35	18768	1 x 200 tk
Pabertihvt 40	18769	1 x 200 tk
Pabertihvt 45	18770	1 x 200 tk
Pabertihvt 45-80	18763	1 x 200 tk
Pabertihvt 50	18771	1 x 200 tk
Pabertihvt 55	18772	1 x 200 tk
Pabertihvt 60	18773	1 x 200 tk
Pabertihvt 70	18774	1 x 200 tk
Pabertihvt 80	18775	1 x 200 tk

Steriilsed värvikoodiga

CE 0120 MD



Eelsteriliseeritud pabertihvtid säästavad aega ja vaeva. Tehases steriliseeritud pabertihvt on hästi imav. Viieosalised üksikpakendid.


Pabertihvt steriilne 10	MD117615	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 15	MD117616	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 15-40	MD117629	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 20	MD117617	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 25	MD117618	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 30	MD117619	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 35	MD117620	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 40	MD117621	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 45	MD117622	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 45-80	MD117630	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 50	MD117623	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 55	MD117624	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 60	MD117625	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 70	MD117626	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 80	MD117627	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne 90	MD117628	36 x 5 tk

4% ja 6% koonilisusega pabertihvtid. Valige vastavalt kanalile sobiv pabertihvt.

Pabertihvt steriilne .04 /15-40	MD122028	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne .04 /20	MD122020	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne .04 /25	MD122021	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne .04 /30	MD122022	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne .04 /35	MD122023	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne .04 /40	MD122024	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne .04 /45	MD122025	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne .04 /60	MD122026	36 x 5 tk



CE 0120 MD



CE 0120 MD

Pabertihvt steriilne .06/15-40	MD122034	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne .06/20	MD122029	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne .06/25	MD122030	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne .06/30	MD122031	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne .06/35	MD122032	36 x 5 tk
Pabertihvt steriilne .06/40	MD122033	36 x 5 tk

Gutta-percha tihvtid

Värvikoodiga

Pikkus 28 mm		
Gutta-percha tihvt 10	19513	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 15	18778	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 15-40	18776	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 20	18779	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 25	18780	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 30	18781	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 35	18782	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 40	18783	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 45	18784	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 45-80	18777	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 50	18785	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 55	18786	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 60	18787	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 70	18788	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 80	18789	1 x 120 tk
Gutta-percha tihvt 90	19514	1 x 100 tk
Gutta-percha tihvt 100	19515	1 x 100 tk
Gutta-percha tihvt 110	19516	1 x 100 tk
Gutta-percha tihvt 120	19517	1 x 100 tk
Gutta-percha tihvt 130	19518	1 x 100 tk

4 % koonilisuus

Gutta-percha tihvt .04 /15	MD113693	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt .04 /15-40	MD114096	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt .04 /20	MD113694	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt .04 /25	MD113695	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt .04 /30	MD113696	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt .04 /35	MD113697	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt .04 /40	MD113698	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt .04 /45	MD113699	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt .04 /50	MD164009	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt .04 /55	R231708	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt .04 /60	R220197	1 x 60 tk



6 % koonilisus

Gutta-percha tihvt.06/15-40	MD114095	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt.06/20	MD114089	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt.06/25	MD114090	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt.06/30	MD114091	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt.06/35	MD114092	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt.06/40	MD114093	1 x 60 tk
Gutta-percha tihvt.06/45	MD114094	1 x 60 tk

MTA parandustsement

Kapslis

Orbis MTA on kapslisse pakitud endodontiline taastav tsement. Koosneb peeneks jahvatatud hüdrofiilsest pulbrist ja vedelikust. Kapslit on lihtne aktiveerida, vajutades seda näiteks vastu lauda. Segamisaeg kapslimasinas on 30 sekundit, pärast mida on lihtne mass otse kapslist soovitud piirkonda kanda. Võib kasutada perforatsiooni parandamiseks, retrograadseks täitmiseks, apeksifitseerimiseks ja koheseks katmiseks.

MTA universaalne parandustsement kapslis	MD119590	2 x 0,3 g
--	-----------------	-----------

Käsitsi segamiseks

Käsitsi segamiseks Orbis MTA endodontiline parandustsement koosneb peeneks jahvatatud hüdrofiilsest pulbrist ja vedelikust. Võib kasutada perforatsiooni parandamiseks, retrograadseks täitmiseks, apeksifitseerimiseks ja koheseks katmiseks. Lugege kasutusjuhendit. Kokkusegamise aeg 30 S. Pakendis: 1 g pulbrit ja 3 ml vedelikku.

MTA universaalne parandustsement, käsitsi segamiseks	MD149795	1 x 1 pakk
--	-----------------	------------



Hypodest hüpokloriit NaOCL

Kasutusvalmis lahus juurekanalite loputamiseks.

Hypodest 2,5 %	67512	1 x 1000 ml
Hypodest 3 %	MD170469	1 x 100 ml



Külmasprei

Külma pihustamise temperatuur -45 °C. Doseerimisotsikuga pihustuspudel. Viige uuritavasse piirkonda vatitikuga.

Külmasprei mündimaitseline	72106	1 x 200 ml
----------------------------	--------------	------------



Juurekanali raviks

EDTA-vedelik

Kasutusvalmis 17% EDTA lahus juurekanalite avamiseks. Tõhus määrdetõrjeks eemaldamisel ja kanali laiendamisel. Seda saab kasutada ka juurekanali tihvtide kinnitamisel, sellisel juhul puhastatakse kanal enne tsementeerimist põhjalikult.

EDTA-vedelik 17 % 100 ml	MD174245	1 x 100 ml
EDTA-vedelik 17 % 500 ml	R287557	1 x 500 ml



Klorodest-kloorheksidiinilahus CHX

2% kloorheksidiini lahus, mida saab kasutada loputusvahendina juurekanali ravis ja kaariese raviks enne täitmist. Hoida toatemperatuuril.

Klorodest CHX 2 %	MD118630	1 x 1000 ml
-------------------	-----------------	-------------



Ümmargune vahtkumm juurekanalinõelte hoidja jaoks

Autoklaavitav vahtkumm. Padja paksus 1 cm, läbimõõt 5 cm. Ühekordne, sobib Clean Stand alusele.

Vahtkumm ümmargune	R201108	1 x 25 tk
--------------------	----------------	-----------

PROTEESIMINE

Alginaadid

Alginat Plus

Orbis Alginat Plus on helesinine ja piparmündimaitseline alginaat. Lihtne segada: segamisaeg 30 S, tööaeg 2,5 min ja suus 1 min. Valatav 48 tundi. Gluteenivaba.

Alginat Plus	MD116996	1 x 500 g
Veetopsja pulbrikulp	MD148363	1 x 1 pakk



Segamiskausid

Segamiskauss kipsile ja alginaadile

Painduvast spetsiaalsest plastikust segamiskauss alginaatide ja kipside segamiseks.

Suurus S: Ø11,5 cm x 6 cm(h) 300 ml	56540	1 x 1 tk
Suurus M: Ø12,5 cm x 8 cm (h) 500 ml	56026	1 x 1 tk
Suurus L: Ø14 cm x 11 cm (h) 900 ml	56027	1 x 1 tk



Lusikaliimid

Polüettriile	MD115217	1 x 30 ml
Silikonile	MD115218	1 x 10 ml




Jäljendusikad

Perforeerimata

Perforeerimata jäljendusikas äärega

Ülemisele lõualuule		
U1	72076	1 x 1 tk
U2	72077	1 x 1 tk
U3	72078	1 x 1 tk
U4	72079	1 x 1 tk
U5	72080	1 x 1 tk



Perforeeritud

Perforeeritud jäljendusikad ilma ääreta

Ülemisele lõualuule		
U1 XXS	26665	1 x 1 tk
U2 XS	26666	1 x 1 tk
U3 S	26667	1 x 1 tk
U4 M	26668	1 x 1 tk
U5 L	26669	1 x 1 tk
U6 XL	26670	1 x 1 tk

Alumisele lõualuule		
L1 XXS	26659	1 x 1 tk
L2 XS	26660	1 x 1 tk
L3 S	26661	1 x 1 tk
L4 M	26662	1 x 1 tk
L5 L	26663	1 x 1 tk
L6 XL	26664	1 x 1 tk

Perforeeritud jäljendusikad äärega

Ülemisele lõualuule		
U2 XS	15823	1 x 1 tk
U3 S	15824	1 x 1 tk
U4 M	15825	1 x 1 tk
U5 L	15826	1 x 1 tk
U6 XL	15827	1 x 1 tk

Alumisele lõualuule		
L2 XS	15828	1 x 1 tk
L3 S	15829	1 x 1 tk
L4 M	15830	1 x 1 tk
L5 L	15831	1 x 1 tk
L6 XL	15832	1 x 1 tk



Hambumuse registreerimine

Occlusionsspray Plus

Mikropeen pihustuspulber kontaktpunktide jälgimiseks. Nakkub metalli, keraamika, kipsi ja akrüüluga. Sobib ka intraoraalseks kasutamiseks. Kergesti veega maha pestav.

Roheline	56539	1 x 75 ml
Punane	MD148140	1 x 75 ml



Hambumuse registreerimise materjalid

ORBI-Bite

Pakendi suurus: 2 x 50 ml



Granit 72122 Standard 72123 Transparent MD117434 Scan MD117433 Green MD117432

Värv	Türkiis	Kollane	Läbipaistev	Kollane	Roheline
Maitse	münt	münt	münt	münt	õun
Suus kõvenemise aeg	30 S	1 min	1 min	30 S	1 min
Tööaeg	30 S	30 S	30 S	30 S	30 S
Kõvenemisaeg	1 min	1 min 30 S	1 min 30 S	1 min	1 min 30 S
Kõvadusaste/Shore	D45	A85	A70	D45	A95
Lisainformatsioon	freesitav	freesitav		freesitav ja skaneeritav	



Segamiskanüülid

Segamissuhe 1:4 ja 1:10. Sobib ajutistele krooni- ja sillamaterjalidele nagu ORBI-Temp K&B ja Protemp 4 Garant.

Segamiskanüül krooni- ja sillamaterjalile, sinine-oranž spiraal	67364	1 x 50 tk
---	-------	-----------

Segamissuhe 1:1 ja 1:2. Sobib ajutise krooni- ja sillamaterjali (nt Cool Temp) segamiseks ja väljutamiseks. Järgige materjali tootja juhiseid sobiva otsiku mudeli jaoks.

Segamiskärg sinine pikk koonusekujuline ots	67383	1 x 50 tk
---	-------	-----------

Orbis Core Build-Up dispenserile segamisotsikute täitepakk. Sobib materjalidele segamissuhtega 1:1 ja 2:1.

sinine 2:1, 1:1	R201391	1 x 50 tk
-----------------	---------	-----------

Orbis Core Build-Up dispenserile segamisotsikute täitepakk. Segamiskärjel metallist painutatav ots, suurus 20G/0,9mm. Sobib materjalidele segamissuhtega 1:1 ja 2:1.

sinine metallotsaga	R201392	1 x 30 tk
---------------------	---------	-----------

Orbis ORBI-Temp ajutise tsemendi segamisotsikute täitepakk. Pruun, lühike ja koonuseline ots.

pruun koonuseline	R201389	1 x 50 tk
-------------------	---------	-----------

Orbis Core Build-Up Automix süstla segamisotsikute täitepakk. Lühike, pruun segamisots. Ots sobib kokku Orbis intraoraalse otsaga endo B small (tootenumber R201393) või Orbis intraoraalse otsaga B suur (tootenumber R201394).

pruun lühike	R201390	1 x 50 tk
--------------	---------	-----------

Segamissuhe 1:1 ja 1:2. Segamiskärg kõrge viskoossusega materjalide jaoks, nagu näiteks kõvad hambumuse registreerimismaterjalid ning mono- ja heavy body jäljendmaterjalid. Järgige materjali tootja juhiseid sobiva otsiku mudeli jaoks.

türkiis	67362	1 x 50 tk
---------	-------	-----------

Segamissuhe 1:1 ja 1:2. Sobib hambumus- ja ümberbaseerimismaterjalidele nagu ORBI-Bite, ORBI-Bite Granit, Jet Bite, Jet Blue Bite, Registrado, Ufi Gel hard C, Ufi Gel SC ja Blu Mousse.

Segamiskärg hambumus- ja ümberbaseerimismaterjalidele	67363	1 x 50 tk
---	-------	-----------

Segamisots polüetri jaoks, nagu Permadyne Garant ja Impregum Garant L Duosoft. Järgige materjali tootja juhiseid materjalile sobiva otsiku leidmiseks.

Segamisots polüettermaterjali jaoks, valge	72292	1 x 50 tk
Segamisots kollane/oranž	72284	1 x 50 tk


Segamissuhe 1:1 ja 1:2. Madala viskoossusega jäljendmaterjalide, näiteks light ja regular body-materjalide segamiseks ja väljutamiseks. Sobib nt Xantopren M, Affinis Light ja Regular materjalidele.

Segamiskärg kollane	67361	1 x 50 tk
---------------------	-------	-----------

Segamisotsikud automaatsele segamisseadmele

ORBI-Sil segamisots segamisseadmele.

Kollane	MD123766	1 x 40 tk
---------	----------	-----------



Segamislehed

Segamisleht pärgamendist

10 x 12 cm	61233	1 x 100 tk
14 x 20 cm	61234	1 x 100 tk



Ajutised silla- ja kroonimaterjalid

ORBI-Temp K&B

ORBI-Temp K&B on keemiliselt kõvenev komposiitmaterjal ajutiste kroonide, sildade, on-layde ja laminaatide valmistamiseks. Restauraatsiooni saab hõlpsasti parandada mistahes komposiidiga või voolava komposiidiga. Fluorestseerub ja poleerub hästi. Metüülmetakrülaadivaba. Sobib DS-50 4:1 dispenserisse. Pakendis on 50 ml kartušš + 6 segamisotsikut.

A2	MD168349	1 x 50 ml
A3	MD122808	1 x 50 ml
A3,5	MD168350	1 x 50 ml

CE MD

Intraoraalsed otsikud

Orbis Core Build-Up Automix süstla segamisotsikute täitepakk. Kitsas ots. Sobib näiteks Orbis Core Build-Up DC materjali doseerimiseks juurekanalisse.

intraoraalne otsik väike	R201393	1 x 50 tk
--------------------------	---------	-----------

Orbis Core Build-Up Automix süstla segamisotsikute täitepakk. Lai ots. Hõlbustab doseerimist nt juurekanalisse või hambakõndile.


intraoraalne otsik lai	R201394	1 x 50 tk
------------------------	---------	-----------

Sobib valge segamisotsikuga.

intraoraalne otsik valge	MD121302	1 x 100 tk
--------------------------	----------	------------

Sobib kollase segamisotsikuga

intraoraalne otsik kollane	67365	1 x 100 tk
----------------------------	-------	------------



Dispenser

DS-50 1:1/1:2	72021	1 x 1 tk
---------------	-------	----------



Ajutised tsemendid

ORBI-Temp NE Automix

ORBI-Temp NE on eugenoolivaba ajutine kaltsiumhüdroksiidi sisaldav tsement. Tööaeg ca 1 min. Kõvenemisaeg suus ca 4-6 min. Pakendis on Automix süstal ja 10 segamisotsikut.

ORBI-Temp NE	R293983	1 x 5 ml
--------------	---------	----------



CE 0482 MD

ÜHEKORDSED TOOTED



Nitriilkindad

Orbis Prestige protseduurikindad

Väga pehme ja painduv nitriilkinnas karestatud sõrmeotstega. Kinda paksus 2,7 MIL (tuhandiktolli) / 3 g protseduurikinnas vastab EL meditsiiniseadmete määruse MDR 2017/745, standardi EN 455 ja isikukaitsevahendite määruse 2016/425 PPER kat III nõuetele. Testitud vastavalt standarditele EN 420:2003+A1: 2009, EN Suur 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4: 2013 ja EN Suur 374-5:2016.

Valge		
XS	MD148649	1 x 100 tk
S	MD148650	1 x 100 tk
M	MD148651	1 x 100 tk
L	MD148652	1 x 100 tk
XL	MD148653	1 x 100 tk

Sinine		
XS	MD148654	1 x 100 tk
S	MD148655	1 x 100 tk
M	MD148656	1 x 100 tk
L	MD148657	1 x 100 tk
XL	MD148658	1 x 100 tk

Akselerantide vaba sinine		
XS	R296420	1 x 100 tk
S	R298611	1 x 100 tk
M	R298616	1 x 100 tk
L	R298619	1 x 100 tk
XL	R298620	1 x 100 tk

Protseduurikindad lilla

Pehme ja painduv nitriilkinnas karestatud sõrmeotstega. Kinda paksus 3 MIL (tuhandiktolli).

XS	R299163	1 x 200 tk
S	R299164	1 x 200 tk
M	R299165	1 x 200 tk
L	R299166	1 x 200 tk
XL	R299167	1 x 180 tk

Protseduurikindad roosa

Paindlik karestatud sõrmeotstega nitriilist protseduurikinnas. Paksus 3 MIL (tuhandiktolli) / 3,8 g. Protseduurikinnas vastab EL meditsiiniseadmete määruse MDR 2017/745 nõuetele. AQL 1.5.

XS	R295372	1 x 150 tk
S	R295373	1 x 150 tk
M	R295374	1 x 150 tk
L	R295375	1 x 150 tk



ÜHEKORDSED TOOTED



CE MD

CE MD

Kirurgilised mütsid

Kirurgiline müts

Puuvillane pestav müts. Pesu 90°C.

Fuksia	M119890	1 x 10 tk
Sinine	M120775	1 x 10 tk



CE 0546 MD

Käterätikute dosaatorid

Automaatne käterätiku dosaator

Puutevaba käterätiku dosaator. Kaks programmi: käterätik väljub liikumistuvastusest; kui rätik ära rebitakse, sõõdab dosaator uue. Akuga töötav. Dosaator sobib automaatse käterätikujagaja Orbis käterätikurullile (tootenumber M125255). Lugege kasutusjuhendit.

Dosaator	R292519	1 x 1 tk
Varuvõti	R292517	1 x 1 tk

Pakendis on 6 x 100 m rulli kahekihilist paberit. Laius 20 cm.

Käterätikurullid	R292518	1 x 6 rull
------------------	---------	------------

Kirurgilised maskid

Kirurgiline mask kummiga Type IIR

Lateksivaba kolmekihiline kummidega kirurgiline mask. Tüüp IIR.

Helesinine	56089	1 x 50 tk
Tumesinine	R296894	1 x 50 tk
Lilla	R296891	1 x 50 tk
Laimiroheline	R296892	1 x 50 tk
Roosa	R296888	1 x 50 tk
Valge	R295381	1 x 50 tk

Kirurgiline mask paeltega Type IIR

Valge kirurgiline mask, paeltega. Tüüp IIR, BFE>98%.

Valge	R296949	1 x 50 tk
-------	---------	-----------



Operatsioonilina

Auguga operatsioonilina

Steriilne kirurgiline lina 80 x 130 cm, 11 x 13 cm auguga. Materjal kiletatud lausriie.

Sinine	MD131064	25 x 1 tk
--------	----------	-----------



CE MD

CE MD



Ligniinpadjad

Ligniinipadjad rullis. Ühe padja suurus on 4 x 5 cm. Ühes rullis on 500 vatipatja, pakendis 2 rulli.

Rebitavad ligniinipadjad rullis	MD115215	1 x 2 rulli
---------------------------------	----------	-------------

Lausriidest tampoonid

Ebemevaba neljakihiline lausriie. Suurus 10 x 10 cm. Pehme ja imav riie, mis on valmistatud viskoosi ja polüestri segust.

10 x 10 cm	MD121829	1 x 200 tk
------------	----------	------------

Kandikupaberid

Mõõdud: 18 x 28 cm

Roheline	72252	1 x 250 tk
Oranž	72253	1 x 250 tk
Roosa	MD121897	1 x 250 tk
Valge	MD114815	1 x 250 tk
Kollane	65098	1 x 250 tk
Valge	72251	1 x 250 tk

Mõõdud: 28 x 36 cm

Valge	72254	1 x 250 tk
-------	-------	------------

Segamistopside plaat

12 süvendit	MD119241	1 x 50 tk
-------------	----------	-----------

Patsienditooli peatoekate

Kiletatud paberist patsienditooli peatoekate. Mõõdud 25 x 33 cm.

Tumesinine	MD114992	1 x 500 tk
Helesinine	MD148224	1 x 500 tk
Laimiroheline	MD148227	1 x 500 tk
Mündiroheline	MD148228	1 x 500 tk
Roosa	MD114993	1 x 500 tk
Lilla	MD148225	1 x 500 tk
Valge	MD114991	1 x 500 tk
Fuksia	MD148226	1 x 500 tk



Paberpõlle hoidja

Metallist paberpõlle hoidja

Metallist	72192	1 x 1 tk
-----------	-------	----------

Ühekordsed paberpõlle hoidjad

Ühekordselt kasutatav ja hügieeniline eeslinahoidja. Pehme ja painduv materjal. Kiiresti paigaldatavad teibid. Üks suurus sobib kõigile.

Valge	R290601	1 x 250 tk
-------	---------	------------

Autoklaavitavad põllehoidjad

Autoklaavitav põllehoidja. Ei sisalda lateksit ega silikooni.

Sinine	R290603	1 x 5 tk
Roosa	R290604	1 x 5 tk
Valge	R290605	1 x 5 tk

Patsiendipõlled

Volditud

Paber, ühelt poolt kiletatud

Suurus 40 x 45 cm		
Tumesinine	MD148186	1 x 500 tk
Helesinine	MD119267	1 x 500 tk
Laimiroheline	MD148189	1 x 500 tk
Mündiroheline	MD148190	1 x 500 tk
Roosa	MD119268	1 x 500 tk
Lilla	MD148187	1 x 500 tk
Valge	MD119266	1 x 500 tk

Rullis

Paberpõll rullis, ühelt poolt kiletatud. Saab siduda ümber kaela.

Suurus 61 x 53 cm		
Helesinine	R299926	1 x 80 tk
Roosa	R299934	1 x 80 tk
Valge	R299927	1 x 80 tk



Süljeimurid

Süljeimurid painutatavad

Fikseeritud ots		
Läbipaistev 14,5 cm	10606	1 x 100 tk
Läbipaistev 12,5 cm	63024	1 x 1000 tk
Eemaldatava otsaga		
Läbipaistev sinine 12,5 cm	63025	1 x 1000 tk
Läbipaistev 12,5 cm	63023	1 x 1000 tk



Joogitopsid

Ühekordsed

180 ml		
Valge	R299912	1 x 3000 tk
Tumesinine	R300812	20 x 50 tk
Laimiroheline	R299916	20 x 50 tk
Lilla	R299918	20 x 50 tk
Roosa	R299924	20 x 50 tk
Helesinine	R299915	20 x 50 tk
Heleroosa	R299923	20 x 50 tk


Orbis Green ühekordsed papist topsid

180 ml		
Kartong	R299055	20 x 50 tk

Klaasid

Talub desinfitseerimist ja autoklaavimist. Sobib hästi suu loputamiseks.

160 ml		
Klaas	72151	1 x 6 tk



Aspiraatorid

Soft Tip

Pehme servaga aspiraator. Tänu oma disainile ei kleepu kergesti suu limaskestale. Ei sisalda lateksit ega PVC-d.

Valge silikoonservaga	MD165343	1 x 50 tk
-----------------------	----------	-----------

Imuriotsikud S-otsaga

Ühekordne imuriotsik. Läbimõõt 11 mm. Kogupikkus 144 mm.		
Tumesinine	61237	1 x 100 tk



CE 0402 MD

CE MD

CE 0402 MD

Kirurgilised imurid

Kirurgiline imuotsik

CE 0483 MD


Steriilne ühekaupa pakitud kirurgiline imuotsik. Otsa läbimõõt 2,8 mm. Pakendis on kaks adapterit, üks imuotsiku ja teine süljeimuri jaoks. Imuotsiku kasutamisel asetatakse adapterid üksteise peale.

Kirurgiline imur + adapterid	MD131440	100 x 1 tk
------------------------------	-----------------	------------

Süljeimu põsepadjad

Kogub sülje kokku ja kaitseb põske. Tänu heale imavusele hoiab see molaa-ripiirkonna ravi ajal kuivana.

Dry Pad Saliva Control L	MD123708	1 x 100 tk
Dry Pad Saliva Control S	MD123707	1 x 100 tk



CE 0546 MD

Imuriotsikud lõigatud

Mõlemast otsast lõigatud 45 kraadi

Helesinine	MD161867	1 x 100 tk
Roosa	MD161869	1 x 100 tk
Lilla	MD166612	1 x 100 tk
Münt	MD161868	1 x 100 tk
Valge	MD161866	1 x 100 tk

Autoklaavitavad süljeimurid

Steriliseeritav imuriotsik. Eraldi adapterit pole vaja. Otsa pikkus 13 cm, läbimõõt 16 mm. Kestab 100 autoklaavimistsükli.

Tumesinine autoklaavitav	72255	1 x 10 tk
--------------------------	--------------	-----------

Rainbow-süljeimurid

Sinine, erivormiga imuotsik. Vaikne ja vastupidav. Võimaldab tõhusat ja ohutut imemist. Otsa pikkus 12,5 cm, läbimõõt 8 mm. Võib autoklaavida temperatuuril 121 °C.

Sinine autoklaavitav	15191	1 x 100 tk
----------------------	--------------	------------



CE MD

Infusioonivoolikud

Mehaaniliseks jahutamiseks. Ühekordselt kasutatav voolik sisaldab diago-naaliga lahusekotti, vooluregulaatorit ja integreeritud osa peristaltilise pumba jaoks. Kergesti ühendatav erinevate käsiinstrumentidega. Ühildub järgmistest seadmetega: Nobel Biocare 80, W&H Elcomed SA 310, W&H Implantmed, Implantmed New Design 2005, Implantmed SI 923, Astra Tech Implant SI 923, Surgical Motor System, Ace, Straumann, Innova Corp., 3i, Center , DU900, FRIOS UNIT S, FRIOS UNIT S/i, Drilltech, OsseoSet 100, OsseoSet 200 ja OsseoCare.

Infusioonivoolikud	MD164694	20 x 1 tk
--------------------	-----------------	-----------



CE MD

Kolmefunktsioonilised otsikud pustlile

Ühekordne nelja kanaliga vesi-õhk otsik kolmefunktsioonilisele pustlile. Kasutamiseks on vaja eraldi adapterit.

Otsik 50 mm	MD166511	1 x 250 tk
Otsik 65 mm	MD166512	1 x 250 tk



Puuvillatooted

Vatikuulid

Pappkarbis vatikuulid. Pakendis on 6 karpi.

Nr 1 large Ø 7 mm	MD128004	6 x 3 g
Nr 2 medium Ø 5,5 mm	MD128005	6 x 3 g
Nr 3 small Ø 4 mm	MD128006	6 x 3 g
Nr 4 x-small Ø 3 mm	MD128007	6 x 3 g

Vatirullid

100 % puuvilla. 300 g pakid.

Nr 1	MD127884	1 x 300 g
Nr 2	MD127885	1 x 300 g
Nr 3	MD127886	1 x 300 g

Vatirullihoidja

Valge	72258	1 x 1 tk
-------	--------------	----------



CE 0123 MD

Kaitsekotid fosforplaatidele

Kaitsekiled skannerplaatidele

Kaitsekotid raamita skanneerimisplaadile. Mõnusalt pehme materjal. Lihtne teipkinnitust on mugav lahti rebida. Ühildub nt. VistaScani, Soredexi ja Kodaki röntgen seadmete (v.a VistaScan mini) plaatidega. Avatav mõle-mast otsast. Lateksivaba.

Suurus 0: 2 x 3 cm lapsed	66601	1 x 100 tk
Suurus 1: 2 x 4 cm noorukid	66602	1 x 100 tk
Suurus 2: 3 x 4 cm täiskasvanud	66603	1 x 300 tk
Suurus 3: 2,7 x 5,4 cm bitewing	66604	1 x 100 tk
Suurus 4: 5,7 x 7,5 cm oklusaal	66605	1 x 100 tk



Orbis Green kaitsekott skannerplaatidele

Suurus 0: 2 x 3 cm lapsed	R201427	1 x 100 tk
Suurus 1: 2 x 4 cm noorukid	R201429	1 x 100 tk
Suurus 2: 3 x 4 cm täiskasvanud	R201430	1 x 300 tk
Suurus 3: 2,7 x 5,4 cm bitewing	R201435	1 x 100 tk

Kaitsekott raamita skannerplaadile

Papist kaitse raamita skannerplaadile.

Kaitsekott #0 2 x 3 cm	MD117142	1 x 200 tk
Kaitsekott #1 2 x 4 cm	MD117143	1 x 200 tk
Kaitsekott #2 3 x 4 cm	MD117144	1 x 200 tk
Kaitsekott #3 2,7 x 5,4 cm	MD117145	1 x 200 tk

Sensori kaitsekiled

Kilest ümara servaga kaitsekott sensorile. Ühekordne. Lateksivaba.

Suurus: 3,5 x 21 cm	MD126029	1 x 500 tk
Suurus: 4 x 21 cm	MD126030	1 x 500 tk
Suurus: 6,5 x 21 cm	MD126031	1 x 500 tk



Muud pildistamise tarvikud

Kaitsekott Planmeca tsefalostaadi kõrvatugedele

Planmeca tsefalostaadi kõrvatugede ühekordsed kaitsekiled. Rullis. Kattel on väike kleebis, mis hoiab katet vahetamisel hästi paigal. Õhuke ja pehme materjal.

Tsefalostaadi kõrvatugedele	MD174318	1 x 300 tk
-----------------------------	-----------------	------------

Kaitsekott OPTG seadme hammustuspulgale ja lõuatoele

Kaitsekotid OPTG seadme hammustuspulgale ja lõuatoele. Suurus 40 x 84 mm, rullis

OPTG seadme hammustuspulgale ja lõuatoele	R292397	1 x 500 tk
---	----------------	------------

Kaitsekott OPTG seadme hammustuspulgale

Kaitsekotid OPTG seadme hammustuspulgale. Suurus 25 x 40 mm, rullis.

OPTG-seadme hammustuspulgale	R292396	1 x 500 tk
------------------------------	----------------	------------

Kaitsekott Planmeca OPTG seadme hammustuspulgale

Kaitsekotid Planmeca OPTG seadme hammustuspulgale, rullis. Mõõdud 18 x 100 mm.

Planmeca-OPTG hammustuspulgale	R201442	1 x 300 tk
--------------------------------	----------------	------------

Kaitsekott intraoraalsele kaamerale

Sobib enamlevinud intraoraalkaamera mudelitele. Lateksivaba. Suurus 5 x 23 cm.

Universaalsetele intraoraalkaamerale	MD126040	1 x 250 tk
--------------------------------------	-----------------	------------



Külmakotid

Aktiveeritav külmakott

Kott aktiveerub sisu purustamisega. Valmis kohe kasutamiseks. Võib utiliseerida koos energijäätmetega. Ühe koti suurus 17 x 15 cm.

Külmakott	MD123771	1 x 10 tk
-----------	-----------------	-----------



Ravimitopsid

Ravimitops sakkidega

Sinine	R277909	1 x 50 tk
Punane	R277911	1 x 50 tk
Valge	R277912	1 x 50 tk
Kollane	R277910	1 x 50 tk




Süstlanõelad

Millimeetrise keermega

Värvikood pikkuse järgi.

27G 0,4x21 mm lühike punane	MD113719	1 x 100 tk
27G 0,4x25 mm lühike roheline	65976	1 x 100 tk
27G 0,4x35 mm pikk lilla	65977	1 x 100 tk
30G 0,3x12 mm ekstra lühike sinine	65978	1 x 100 tk
30G 0,3x16 mm keskmine lühike kollane	MD131517	1 x 100 tk
30G 0,3x21 mm lühike punane	MD113720	1 x 100 tk
30G 0,3x25 mm lühike roheline	65979	1 x 100 tk

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE



Laadige alla Orbis™ hambaravikabineti puhastus- ja desinfitseerimisplaan!

ORBIS desinfitseerimistoodete sarja identifikaatorid:

- 
Käed
- 
Pinnad
- 
Instrumendid
- 
Puurid
- 
Seadmed
- 
Imuseadmed
- 
Veevoolikute desinfitseerimine
- 
Jäljendid



Pesuained

Õrnatoimeline vedelseep kätepesuks.

Vedelseep dispenso pac	MD121940	1 x 1 L
Vedelseep pumppudel	MD121942	1 x 0,5 L

Käte desinfitseerimisvahendid

Tõhus geelitaoline käte desinfitseerimisvahend. Etanooli baasil. Sisaldab nahka pehmendavaid ja niisutavaid koostisosi.

Käte desinfitseerimisvahend dispenso pac	MD121939	1 x 1 L
Käte desinfitseerimisvahend pumppudel	MD121941	1 x 0,5 L
Käte desinfitseerimisvahend kanistris	MD173313	1 x 5 L



Käte- ja küünepalsam

Kätekreem pumbaga pudelis. Sobib kätele ja küüntele. Lõhnastatud.

Käte kreempalsam	R200535	1 x 100 ml
------------------	---------	------------



Niisked salvrätikud Sensitive Wipes

Sensitive Wipes eriti tundlike pindade puhastamiseks. 20 x 30 cm polüester-viskoosist riie on eelnevalt niisutatud 22% propanooliga.

Niisked salvrätikud Sensitive Wipes	R201388	1 x 80 tk
-------------------------------------	---------	-----------



UUS

Pindade desinfektsioonivahendid peale igit patsienti



Kiiretoimeline desinfektsioonivahend

Kiiresti toimiv kasutusvalmis lahus. 72% etanooli baasil desinfektsioonivahend iga patsiendi järgseks desinfitseerimiseks alkoholi taluvatele pindadele.

Klappkorgiga pudel	MD121936	1 x 0,5 L
Kanister	MD121937	1 x 5 L



Kiiretoimelised desinfitseerivad salvrätikud

Kasutusvalmis salvrätikud sisaldavad 72% etanooli. Pindade kiireks ja tõhusaks desinfitseerimiseks. Alkoholitalluvatele pindadele. Lapi suurus 20 x 20 cm.

Intropack salvrätikud (konteiner ja salvrätikud)	MD125294	1 x 150 tk
Salvrätikute täitepakk	MD125295	1 x 100 tk



UUS



Pindade desinfitseerimiskonsentraat

ORBIS-Sept on pindade desinfitseerimiskonsentraat päeva lõpus ruumi üldpuhastuseks. Sobib lahjendatuna nt. polsterduse, põrandate ja mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete jaoks

ORBIS-Sept desinfitseerimiskonsentraat kanistris	MD169158	1 x 2,5 L
--	----------	-----------

CE 0124 MD



Kuivad puhastuslapid



Puhastuslapid

Orbis kuivad salvrätikud (20 x 20 cm) pindade desinfitseerimiseks – lisa vaid desinfitseerimisvahend. Sobib ainult alkoholipõhiste desinfitseerimisvahendite jaoks.

Dry Wipes (kuivad salvrätikud) tutvustuspakett (konteiner + salvrätikud)	MD164517	1 x 150 tk
Dry Wipes (kuivad salvrätikud) üksikpakend	MD164518	1 x 100 tk



Puhastuslapid

Orbis Readiwipes Dry Plus lapp (23,5 x 24 cm) alkoholipõhise desinfitseerimisvahendi kasutamisel, sobib pindade puhastamiseks patsiendi vahetumisel. Riie on puuvilla, viskoosi ja polüpropüleeni segu.

Readiwipes Dry Plus	MD164865	72 x 50 tk
---------------------	-----------------	------------

Eeltöötlusvahendid



Instrumentidele

Orbise eeltöötlusvahend on mõeldud instrumentidele, mis ei satu kohe pärast kasutamist pesu- või dekontamineerimislahusesse. Toode hoiab ära orgaanilise materjali kuivamise instrumendi pinnal ja mikroobide kasvu 4 päeva jooksul.

Pihustuspudel	MD163276	1 x 1 L
---------------	-----------------	---------



Instrumentide vann

Plastikust desinfitseerimisnõu. Võib pesta 75 kraadi juures. Kaasas on rest, mis hõlbustab instrumentide konteinerist väljatõstmist. Maht 3 liitrit. Välismõõdud 32 x 21,5 x 13,5 cm. Sisemine vann 24,5 x 15,5 x 10 cm. Värv valge.

Leotusvann	72130	1 x 1 tk
------------	--------------	----------



Instrumentide desinfitseerimisvahendid

Kasutusvalmis desinfitseerimisvahend instrumentidele

Kasutusvalmis lahus instrumentide desinfitseerimiseks. Toode on materjalisõbralik ja fosfaadivaba. Mitte lahjendada. Toimeaine on glutaaraldehüüd 2,5%. Sisaldab korrosiooni inhibiitorit.

Kanister	MD163277	1 x 5 L
----------	-----------------	---------



Instrumentide desinfitseerimiskontsentraat

Kontsentraat instrumentide pesemiseks ja desinfitseerimiseks.

Kanister	MD168461	1 x 2.5 L
----------	-----------------	-----------



Puuride desinfitseerimisvahendid

Kasutusvalmis desinfitseerimisvahend puuridele

Kasutusvalmis. Kastke puurid täielikult vedelikku. Pärast kokkupuuteaja möödumist loputage instrumendid veega ja kuivatage.

Puuride desinfitseerimisvahend 2,5L	MD168176	1 x 2.5 L
-------------------------------------	-----------------	-----------

Puuride puhastustops

Plastikust tops puuride puhastamiseks. Valge.

Puuride puhastustops	67413	1 x 1 tk
----------------------	--------------	----------



UUS



Pesumasina desinfitseerimisvahendid

ORBI-Sept TC Thermo Cleanser

Ensümaatiline masinpesuvahend desinfitseerimiseks. Sobib ka ultraheli-pesurisse. ORBI-Sept TC Thermo Cleanser eemaldab kuivanud valgurikka mustuse. Desinfitseerimisvahendi annus: 2–10 ml/L. (0,2–1,0%) 40–60°C, 10 min. Käsitsi või ultraheliga puhastamiseks: 5–20 ml/L. (0,5–2,0%) max. 40°C, 10–30 min. Enne toote vahetamist tutvuge palun seadme kasutusjuhendiga. Kogu desinfitseerimisvahendi doseerimisüsteemi tuleb pesuaine jääkidest põhjalikult loputada ainult veega.

Kanister	R295936	1 x 5 L
----------	----------------	---------



ORBI-Sept TN Thermo Neutralizer

Neutraliseeriv kontsentraat, mis eemaldab võimalikud pesuainejäägid desinfitseeriva pesutsükli käigus. Sobib kasutamiseks nt ORBI-Sept TC Thermo Cleaneriga. Enne kasutamist lugege hoolikalt pakendi juhendit.

Kanister	R296739	1 x 5 L
----------	----------------	---------



CE 0124 MD

CE 0124 MD



Imuseadmete pesu- ja desinfitseerimiskontsentraat

Kontsentraat imusüsteemide pesemiseks ja desinfitseerimiseks. Lahjendage 2% lahuse. Lahjendatud lahus imetakse imusüsteemi.

Kanister	MD164014	1 x 2.5 L
----------	-----------------	-----------



Spetsiaalne puhastuskontsentraat imuseadmetele

Vähevahutav kontsentraat imuseadmete väljalaskevoolikutest puhastamiseks. Regulaarne kasutamine hoiab ära setete ja ummistuste tekke ning eemaldab olemasolevad jäägid. Regulaarsel kasutamisel 5% lahuse. 1–2 korda nädalas. Enne kasutamist lugege hoolikalt pakendi juhendit.

Kanister	M123926	1 x 2.5 L
----------	----------------	-----------

Imusüsteemi filter

Roheline imusüsteemifilter. Igapäevane puhastus, vahetus kord nädalas.

Filter	MD166455	1 x 12 tk
--------	-----------------	-----------





CE MD



CE MD

Veevoolikute desinfitseerimine



ORBI-Sept WL-K

Lahendus veevoolikute puhastamiseks. Kasutatakse bakterite vähendamiseks hambaraviseadmete veesüsteemides. Spetsiaalselt raviüksuste automaatdoseerimissüsteemide jaoks loodud lahendus. Sobib KaVo hambaraviseadmetele ja kõikidele süsteemidele, mis kasutavad sama kontsentratsiooni ja annust. Bakterite pidevaks vähendamiseks protsessis veesüsteemides. Õrn materjalide suhtes. Toote materjalide ühilduvus on väga hea. 0,5% lahusena saab seda kasutada pidevalt, et vähendada eoste kasvu ja biokilede teket puhastusveekogudes. Järgige kasutusjuhendit. Plekkide vältimiseks eemaldage jäägid koheselt ja põhjalikult veega nahk- ja kunstnast katetelt, põrandatelt ja muudelt pindadelt. Veesüsteemi töötlemiseks kasutatakse 4% lahust. Pange tähele, et ORBI-Sept WL-K tarnitakse ilma adapterita, mis on Oxygenal6 pudeli osa. Oxygenalt6 pudeli originaaladapterit saab eemaldada ja Orbise pudelisse sisestada.

Kanister	R297300	1 x 1 L
----------	---------	---------



ORBI-Sept WL-S

ORBI-Sept WL-S veevoolikute puhastamiseks on mõeldud bakterite vähendamiseks hambaraviseadmete veesüsteemides. Eriti sobiv kasutamiseks automaatses doseerimissüsteemis, nt. Dentsply Sirona ravimasinates (nt Teneo, Sinus, Intego Pro ja M1+, C2+, C4+, C5+, C5+ Turn, C8+, Profeel+). Preparaat on väga hea materjalide sobivusega. Võib kasutada pidevalt 1,0% lahusena, mis vähendab bakterite kasvu ja biokilede teket puhastusvees. Järgige iga raviüksuse või välise manustamissüsteemi kasutusjuhendit. Eemaldage jäägid pindadelt (eriti nahast või sünteetilisest nahast pealsed) kohe ja põhjalikult veega, et vältida plekke. Intensiivne eoste puhastamine tuleks läbi viia pärast pikemat tööpauzi, kuid mitte hiljem kui enne nädalavahetust või pühi. Kõiki veesüsteeme loputatakse lahjendamata Water Treatment ORBI-Sept WL-S-iga. Vahend peab jääma hambaraviseadmesse vähemalt 24 tunniks, soovitatavlt nädalavahetusel. Pärast seda tuleb hambaraviseadme veesüsteem enne esimese patsiendi ravi alustamist veega üle loputada, et eemaldada vahendite jäägid.

Kanister	R297304	1 x 1 L
----------	---------	---------

Süljekaasi puhastusvedelik



Kasutusvalmis puhastus- ja desinfitseerimisvahend süljekaussidele

Valmislahus süljekaasi puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Sobib ka tualettruumidele ja plaatidele. Doseerige puhastatavale alale ca 20 ml. Laske ainel mõjuda vähemalt minut ja loputage veega.

Pudel	MD115211	1 x 750 ml
-------	----------	------------

Jäljendite desinfitseerimine



Kasutusvalmis desinfitseerimisvahend jäljenditele

Jäljend uputatakse täielikult kasutusvalmis lahusesse, toimeaeg on 1 minut. Alginaat- ja hüdrokolloidjäljendeid on soovitatav lühiajaliselt lahusesse kasta, seejärel lasta neil laul olla niisked ja kuivada. Pärast desinfitseerimist loputatakse jäljend hoolikalt. Aldehüüdivaba.

Kanister	MD168125	1 x 2,5 L
----------	----------	-----------



CE 0124 MD



CE 0124 MD



CE MD



CE MD




Autoklaavi tarvikud

Steriliseerimiskott rullis

Autoklaavimiseks mõeldud instrumentide steriliseerimiskott rullis. Soovita-me kuumkeevitust. Koti serval olev värvimuutusindikaator annab teada, et toode on autoklaavitud.

50 mm	72210	1 x 200 m
75 mm	72211	1 x 200 m
100 mm	72206	1 x 200 m
150 mm	72207	1 x 200 m
200 mm	72208	1 x 200 m
250 mm	72209	1 x 200 m



CE MD

Jäljendlusika puhastusvahend



Tray Cleaner puhastusvahend jäljendlusikatele

Puhastuskontsentraat instrumentide jäljendmaterjalidest puhastamiseks. Eemaldab kiiresti alginaadi, tsinkoksiid-eugenooli, karboksülaadi ja fosfaattsemendi jäägid ning termoplastsed vahad, nt. jäljendlusikatelt. Toode on biolagunev. Kasutatakse 5–10% lahusena, vajadusel võib kasutada ka lahjendamata kujul. Kastke puhastatavad instrumentid lahusesse 45 minutiks. Lahust saab kasutada ka ultrahelipesuris. Sobib roostevabadele materjalidele. Tähtis! Korrosiooniohu tõttu ei tohi krooni, niklit ja alumiiniumi sisaldavaid tooteid panna samasse lahusesse.

Kanister	MD117137	1 x 1 L
----------	----------	---------

Otsikute hooldus

Universal Spray käsiinstrumentide hooldusõli

Hooldusõli turbiinidele ning sirg- ja nurkotsikutele. Silikoonivaba. Hooldage instrumente alati enne steriliseerimist. Pihustage 2-3 sekundit, hoides pudelit vertikaalselt. Pudelit müüakse ilma adapterita. Kasutage alati seadme jaoks sobivat adapterit.

Spraypudel	MD115118	1 x 500 ml
------------	----------	------------

Pihustuspudelid, pumbad ja kraanid

Tühi liitrine korgiga pudel, sobib pihustuspudeliks

Pihustuspudel 1L	72201	1 x 1 tk
------------------	-------	----------

Pihusti 1L pihustuspudelile

Pihusti	72202	1 x 1 tk
---------	-------	----------

Orbis kanistrikraan 5L kanistrile

Kanistrikraan	72082	1 x 1 tk
---------------	-------	----------


Orbis doseerimispump 5L kanistrile, sobib nt. Orbise kätepuhastusvahendi kanistri jaoks

Kanistripump 5ml	MD168794	1 x 1 tk
------------------	----------	----------

Pump 2,5L Orbi-Sept desinfektsioonivahendi kanistrile

Annustab korraga 30 ml. Pump sobib 2,5L kanistrile, kui pumba alumine osa lõigata kääridega sobivaks pikkuseks.

Kanistri pump 30ml	72083	1 x 1 tk
--------------------	-------	----------



Indikaatorid

Kuumkeevituse indikaator

Indikaator kuumkeevituse tihendusvõime igapäevaseks testimiseks. Võib kasutada kõigil kuumkeevitus seadmetel. Indikaator asetatakse vähemalt 20 mm pikkusesse steriliseerimiskotti ja kott suletakse kuumalt. Õnnestunud keevitusõmblus on erkmust.

Sealcheck test	M125415	1 x 250 tk
----------------	----------------	------------

Indikaator õõnesinstrumentidele

Steriliseerimise protsessi kontrolltest. Testib eelvaakum-auru autoklaavi õhutustamist ja auru läbitungimisvõimet. Testimisseade vastavalt standarditele EN 867-5 ja Suur 11140-1 (tüüp 2). Näidikutega testseade asetatakse koormasse alati, kui õõnsaid instrumente steriliseeritakse. Testseade peab vastu ühe (250 tk) indikaatorkotiga võrdse steriliseerimisaja ja visatakse seejärel minema. Igas pakendis uus testseade. Lugege kasutusjuhendit.

Helix test	M125361	1 x 250 tk
------------	----------------	------------

Sterilisatsioonikotid teibiga

Isekleepuvad steriliseerimiskotid on kiiresti kasutatavad. Kuumkeevitus pole vajalik. Sulgege kott hoolikalt teibiga. Isekleepuv kinnitus on sama kauakestev kui kuumkeevitus. Kõlblikusaeg sõltub säilitusviisist ja -kohast, maksimaalselt 6 kuud. Steriliseerimiskott täidetakse ainult 3/4 pikkusest. Mõlemale küljele on hea jätta 2 cm vaba ruumi, et kott vaakumsüklile vastu peaks.

Self Seal 57x100 mm	MD149983	1 x 200 tk
Self Seal 75x200 mm	67356	1 x 200 tk
Self Seal 75x270 mm	67357	1 x 200 tk
Self Seal 90x135 mm	MD149984	1 x 200 tk
Self Seal 100x270 mm	67358	1 x 200 tk
Self Seal 150x270 mm	67359	1 x 200 tk
Self Seal 250x500 mm	67360	1 x 100 tk
Self Seal 270x350 mm	MD170123	1 x 200 tk

Kuumkeevitust vajavad sterilisatsioonikotid

Steriliseerimiskott instrumentide autoklaavimiseks. Suletakse kuumkeevitusega. Kotti serval on värvimuutuse indikaator, mis annab teada, et kott on autoklaavitud.

Steriliseerimiskott 50x250 mm	MD165995	1 x 500 tk
Steriliseerimiskott 75x250 mm	72205	1 x 500 tk
Steriliseerimiskott 100x250 mm	72203	1 x 500 tk

Autoklaaviteip

Autoklaaviteip 19mm	72024	1 x 50 m
---------------------	--------------	----------



Rohelisema hambaravi poole

Meie valikust leiate ohtralt keskkonnasõbralikke ja taaskasutatavaid tooteid hambaravis. Rohkem ökoloogilisi valikuid leiate aadressilt www.plandent.ee või skännige kõrvalolevat koodi, et rohkem infot saada!



Orbis Green hambahari

Täiskasvanutele
Bambusest käepideme ja nailonist harjastega hambahari. Pakendis on 20 harja neljas erinevas värvitoonis.
Tootekood: **MD171671**
Pakendi suurus 20 tk

Orbis Green ühekordne tops

Papp 180ml
Plastikuvaba ja vedelikukindel papist tops. Valmistatud taastuvatest materjalidest.
Tootekood: **R299055**
Pakendi suurus 10 x 50 tk



Orbis Green Flosser twin

Hambaniit
Orbis Greeni hambaniidi vars on taastuvast materjalist: 40% sellest on maisitärklis. Nailonniidid. Flosser puhastab väga hästi tänu kahekordsele keermele. Hambaork niidi teises otsas.
Tootekood: **MD171876**
Pakendi suurus 12 x 50 tk



Orbis Green - kaitsekott skannerplaatidele

Suurus 0: 2x3 cm lapsed	R201427	1 x 100 tk
Suurus 1: 2x4 cm noorukid	R201429	1 x 100 tk
Suurus 2: 3x4 cm täiskasvanud	R201430	1 x 300 tk
Suurus 3: 2,7x5,4 cm bitewing	R201435	1 x 100 tk



Teie prakse keskkonnasõbralikud valikud

ORBIS

PROFÜLAKTIKA- JA HOOLDUSTOOTED
 KODUSEKS KASUTAMISEKS



Suuveed

Suuvesi, vesinikperoksiid

Orbis Oral Pre Rinse on suuvesi, mis on mõeldud kasutamiseks enne hambaravi. Sisaldab 1,5% vesinikperoksiidi, mille oksüdeeriv toime lahustab plekke ja vähendab bakterite arvu suuõõnes. Avamata pakendit hoida külmkapis. Avatud toodet võib hoida toatemperatuuril kuu aega.

Pre Rinse	M122694	1 x 500 ml
-----------	----------------	------------



Suuvesi, kloorheksidiin

Orbis kloorheksidiiniga suuvesi sisaldab 0,12% kloorheksidiinlükonaati ja 0,05% fluoriidi. Loputatakse umbes 20-30 sekundit.

Kanister	MD123152	1 x 5 L
Doseerimisump	MD123153	1 x 1 tk

Puhastuspulbrid
 soodapritside

Classic

Naatriumvesinikkarbonaat. Osakeste suurus 40 µm.

Mustsõstar	MD117036	1 x 300 g
Kirss	MD117037	1 x 300 g
Sidrun	72179	1 x 300 g
Münt	MD117038	1 x 300 g

Soft supragingival

Glütsiinipõhine pulber supragingivaalseks kasutamiseks. Neutraalne maitse. Tera suurus ca 65 µm.

Soft Neutral	MD169945	1 x 200 g
--------------	-----------------	-----------

Perio supragingival + subgingival

Glütsiinipõhine pulber supra- ja subgingivaalseks kasutamiseks. Neutraalne maitse. Tera suurus ca 25 µm.

Perio, Neutral	MD169946	1 x 100 g
----------------	-----------------	-----------



Puhastuspastad

Puhastuspastad

Mündimaitseline puhastuspasta sisaldab 2000 ppm fluoriidi.

Kollane RDA 40 väga peen	MD147775	1 x 95 g
Punane RDA 120 peen	MD147776	1 x 95 g
Roheline RDA 170 keskmine karedus	MD147777	1 x 95 g
Sinine RDA 250 kare	MD147778	1 x 95 g

Vario polish

Mündi maitsega puhastuspasta. 2000 ppm fluoriidi. Osakesed muudavad kasutamise ajal suurus, nii et sama pasta töötab puhastamisel ja poleerimisel.

Vario polish	MD147779	1 x 95 g
--------------	-----------------	----------

Profülaktilised poleerid ja harjad

Profülaktilised poleerid

Lateksivaba. Soovitatav kiirus 8000–10 000 p/min.

Profülaktilised poleerid RA	67507	1 x 50 tk
-----------------------------	--------------	-----------

Profülaktilised poleerid keeratavad	67509	1 x 50 tk
-------------------------------------	--------------	-----------

Profülaktilised poleerid Snap On	67508	1 x 50 tk
----------------------------------	--------------	-----------

Profülaktiline poleer petite web soft lilla keeratav	MD123768	1 x 144 tk
--	-----------------	------------

Profülaktiline poleer petite web hard sinine keeratav	MD123769	1 x 144 tk
---	-----------------	------------

Profülaktilised harjad

Nurkotsiku kinnitus. Soovitatav kiirus 8000–10 000 p/min. Ühekordne.

Naturaalsete harjastega, RA	67505	1 x 50 tk
-----------------------------	--------------	-----------

Nailonist harjastega, valge, RA	67503	1 x 50 tk
---------------------------------	--------------	-----------



Sõrmetops

Sõrmetops puhastuspastale

Sõrmus ovaalne	MD170122	1 x 200 tk
----------------	----------	------------

Fluoriidlakid

Fluoriidlakk

Mündimaitsev lakk, mis sisaldab 5% fluoriidi hammaste desensibiliseerimiseks emaili ja dentiini pindadel. Lakk nakkub niisketele pindadele ning on sülje- ja niiskuskindel. Ksülitool 1–2%. Sisaldab kampolit.

Tuub	MD149994	1 x 10 ml
------	----------	-----------

Hambaniidid ja -lindid

Hambalint

Eriti lai vahatatud hambalint purgis. Pikkus 100 m. Hulgimüügi pakendis on 12 hambalindi pakki.

Eriti lai hambalint	R294170	1 x 100 M
---------------------	---------	-----------

Hambaniit

Orbis Greeni hambaniidi vars on taastuvast materjalist: 40% sellest on maisitärklis. Nailonniidid. Flosser puhastab väga hästi tänu kahekordsele keermele. Hambaork niidi teises otsas.

Green Flosser twin	MD171876	12 x 50 tk
--------------------	----------	------------

Hambatikud

Silikonist hambavahehari hammaste vahede puhastamiseks. Teist otsa saab kasutada hambatikuna. Suurus regular. Müügi pakendis 12 x 20 harja reispakendis.

Pehme Regular	MD166536	12 x 20 tk
---------------	----------	------------

Hambavaheharjad

Orbise hambavaheharjad on painduvad ja vastupidavad. Need sobivad hambavahede, implantaatide ja ortodontiliste seadmete puhastamiseks. Pakendis on 8 harja ja 1 hoidik, mida saab kasutada pikendusvarre ja kaitsekorgina.

0,45 oranž	MD166529	10 x 8 tk
0,4 roosa	MD166528	10 x 8 tk
0,5 punane	MD166530	10 x 8 tk
0,6 sinine	MD166531	10 x 8 tk
0,7 kollane	MD166532	10 x 8 tk
0,8 roheline	MD166533	10 x 8 tk



Hambaharjad

Orbis Green täiskasvanute hambahari

Bambusest käepideme ja nailonist harjastega hambahari. Pakendis on 20 harja neljas erinevas värvitoonis.

Green hambahari täiskasvanutele	MD171671	1 x 20 tk
---------------------------------	----------	-----------

Hambaharjad

Värvivalik neljas värvitoonis (roosa, lilla, roheline ja sinine). Hambaharjad on pehmed harjased ja ots, mis ulatub ka raskesti harjatavatesse kohtadesse.

Beebi 0-3 a	MD166525	1 x 100 tk
-------------	----------	------------

Lapsed 3-6 a	MD166526	1 x 100 tk
--------------	----------	------------

Juunior 7-10 a	MD166527	1 x 100 tk
----------------	----------	------------

Täiskasvanud	MD166524	1 x 100 tk
--------------	----------	------------

Proteesiharjad

Proteesiharjad	MD123770	1 x 1 tk
----------------	----------	----------



Armu naeratusse

Kiire, ohutu ja tõhus hammaste valgendamine

Kiire, ohutu ja soodne hammaste valgendamine

Kodune valgendus päevaseks ja öiseks kasutamiseks!

Orbis White

Orbis White -valgendusgeel 16 % karbamiidperoksiid

Orbis White -valgendusgeel 6 % vesinikperoksiid

Mündimaitseline geel, mis sisaldab järelmaitse vältimiseks kaaliumnitraati. Pakendis on suletavad süstlad (4 x 3 ml), valgenduslusikad ja hoiukarp.

Orbis White valgendav geel 16% karbamiidperoksiid	MD124402	4 x 3 ml
Orbis White valgendav geel 6% vesinikperoksiid	MD124401	4 x 3 ml



INSTRUMENDID

CE MD



CE MD



CE MD



Käsiinstrumendid

Küretid ja sirbid

Orbis instrumendid rohelise silikoonkäepidemega. Instrumendi tuvastamise hõlbustamiseks on pakendil värvikoodiga rõngad. Otste mudeli numbrid on laseriga instrumendi varrele kirjutatud.

Kürett Gracey PD 211-212 roheline	M123770	1 x 1 tk
-----------------------------------	---------	----------

Kürett Gracey PD 213-214 roheline	M123771	1 x 1 tk
-----------------------------------	---------	----------

Sirp mikro PD 301-302 roheline	M123767	1 x 1 tk
--------------------------------	---------	----------

Sirp mini PD 311-312 roheline	M123768	1 x 1 tk
-------------------------------	---------	----------

Sond

Sond PD 5-9 roheline	M123766	1 x 1 tk
----------------------	---------	----------

Suupeeglivars

Suupeeglivars PD 25 roheline	M123765	1 x 1 tk
------------------------------	---------	----------

Suupeegel, suurendav

Suurendav suupeegel, ø 22 mm. Kinnitage peegel instrumendi varre külge hoides peeglit varrest kinni. Peegliosa väänamine võib põhjustada peegli väändumist valesse asendisse või selle lahtitulekut.

Nr 4 suurendav	16640	1 x 12 tk
----------------	-------	-----------

Suupeegel, standard

Standardne suupeegel nr 4, ø 22 mm. Kinnitage peegel instrumendi varre külge, hoides peeglit varrest kinni. Peegliosa väänamine võib põhjustada peegli väändumist valesse asendisse või selle lahtitulekut.

Standard nr 4	61267	1 x 12 tk
---------------	-------	-----------

Peeglid

Roodiumiga kaetud peegel, mis on nn mittepeegeldav, st ei loo peeglis olevast objektist topeltpilti.

Rhodium nr 4 ø 22 mm	61268	1 x 12 tk
----------------------	-------	-----------

Rhodium nr 6 ø 26 mm	61269	1 x 12 tk
----------------------	-------	-----------

CE MD



CE MD

Pintsetid

Pintsett College pikade otstega	72023	1 x 1 tk
Pintsett College lühikeste otstega	56025	1 x 1 tk



CE MD

Ekskavaatorid

Ümarekskavaator PD 63-64 roheline	M123772	1 x 1 tk
-----------------------------------	---------	----------



CE MD

Restaureerimiseks

Toppel-spaatel esihammastele PD 43-47 roheline	M123774	1 x 1 tk
--	---------	----------



Toppel-spaatel tagahammastele PD 48-702 roheline	M123775	1 x 1 tk
--	---------	----------

Komposiidspaatel PD 446-447 roheline	M123776	1 x 1 tk
--------------------------------------	---------	----------


Kuultoppel PD 471-473 1,5-2,5 mm roheline	M123773	1 x 1 tk
---	---------	----------

Carver Nyström III PD 76-77 roheline	M123777	1 x 1 tk
--------------------------------------	---------	----------

Spaatlid

CE MD

Metallist segamisspaatlid



Kitsas 5 mm	72113	1 x 1 tk
-------------	-------	----------

Keskmine 6 mm	72114	1 x 1 tk
---------------	-------	----------

Lai 7 mm	72115	1 x 1 tk
----------	-------	----------

Artikulatsioonipaberi pintsetid

Artikulatsioonipaberi pintsetid, sirged. Materjal roostevaba teras. Hoidja pikkus 7 cm, sooneline osa 4 cm. Sooniline osa tagab, et artikulatsioonipa-ber püsib hästi peal.

CE MD

Artikulatsioonipaberi pintsetid sirged	56024	1 x 1 tk
--	-------	----------

CE MD

Plus käepidemega käsiinstrumendid

Küretid ja sirbid

Orbis Plus on ergonoomilise disainiga silikoonkäepidemega käsiinstrument. Vars on värvikoodiga ja otsa mudeli number laseriga instrumendivarrele märgitud.



Kürett Gracey 11-12 PDO 211-212 oranž	M123787	1 x 1 tk
---------------------------------------	---------	----------

Kürett Gracey 13-14 PDO 213-214 sinine	M123789	1 x 1 tk
--	---------	----------

Gracey 9-10 PDO 209-210 punane	M123786	1 x 1 tk
--------------------------------	---------	----------

Kürett Gracey Mini 11-12 PDO 211-212M oranž	M123788	1 x 1 tk
---	---------	----------

Kürett Gracey Mini 13-14 PDO 213-214M sinine	M123790	1 x 1 tk
--	---------	----------

Sirp mikro PDO 301-302 hall	M123782	1 x 1 tk
-----------------------------	---------	----------

Sirp mini PDO 311-312 punane	M123783	1 x 1 tk
------------------------------	---------	----------

Syntette Mini PDO 215-216M kollane	M123785	1 x 1 tk
------------------------------------	---------	----------

Syntette PDO 215-216 kollane	M123784	1 x 1 tk
------------------------------	---------	----------

Sond-igemetaskumõõtja

Sond-igemetaskumõõtja PDO 23-520B sinine	M123780	1 x 1 tk
--	---------	----------

Igemetaskumõõtja

Igemetaskumõõtja WHO PDO 550B sinine	M123781	1 x 1 tk
--------------------------------------	---------	----------

Sond

Sond PDO 5-8 hall	M123779	1 x 1 tk
-------------------	---------	----------

Suupeeglivars

Suupeeglivars PDO 25 sinine	M123778	1 x 1 tk
-----------------------------	---------	----------

Ekskavaatorid

Ümar 1,0 mm PDO 61-62 punane	M123791	1 x 1 tk
------------------------------	---------	----------

Ümar 1,5 mm PDO 63-64 punane	M123792	1 x 1 tk
------------------------------	---------	----------

Ümar 2,0 mm PDO 65-66 punane	M123793	1 x 1 tk
------------------------------	---------	----------



CE MD

Toppelid

Toppel-spaatel esihammastele PDO 43-47 roheline	M123797	1 x 1 tk
Toppel-spaatel tagahammastele PD 48-702 kollane	M123798	1 x 1 tk
Toppel tagahammastele 1,5-2,5 mm PDO 702-703 hall	M123795	1 x 1 tk
Kuultoppel PDO 471-473 1,5-2,5 mm oranž	M123796	1 x 1 tk
Silinder toppel 1,2-2,0 mm PDO 350-380 punane	M123794	1 x 1 tk

Komposiidispaatel

Komposiidispaatel PDO 446-447 oranž	M123799	1 x 1 tk
-------------------------------------	---------	----------

Carver

Modelleerija Nyström I PDO 74-75 sinine	M123800	1 x 1 tk
Modelleerija Nyström III PDO 76-77 roheline	M123801	1 x 1 tk

Kirurgilised instrumendid

Skalpellivars


Metallist		
Skalpellivars	56537	1 x 1 tk

Nöelahoidjad

Kõvasulammetallist ots		
Mathieu TC 14 cm	72120	1 x 1 tk
Mathieu TC 17 cm	72121	1 x 1 tk



CE MD



Hambatangid

Ülemised hambatangid

Risti rihveldatud otstega hambatangid.

Ülemised esihambad 1	MD117260	1 x 1 tk
Ülemised premoraalid 7	MD117261	1 x 1 tk
Ülemised molaarid parem 17	MD117263	1 x 1 tk
Ülemised molaarid vasak 18	MD117264	1 x 1 tk
Ülemised juured 51A	MD117267	1 x 1 tk
Tarkusehambad 67A	MD117268	1 x 1 tk

Alumised hambatangid

Risti rihveldatud otstega hambatangid.

Alumised premolaarid 13	MD117262	1 x 1 tk
Alumised molaarid 22	MD117265	1 x 1 tk
Alumised tarkusehambad 79	MD117269	1 x 1 tk
Alumised juured 33A	MD117266	1 x 1 tk



CE MD



CE MD

Kroonikäärid

Üks terapool sakiline

Kumerad teravate otstega 11,5cm	56051	1 x 1 tk
Sirged teravate otstega 11,5cm	56532	1 x 1 tk

Soonetangid

Karestatud otsad.

Painutatud, Mosquito 13 cm	56053	1 x 1 tk
Sirged, Mosquito 13 cm	56541	1 x 1 tk

Kandikud

Roostevabast terasest

Lahtised nurgad

28 x 18 cm	12099	1 x 1 tk
18 x 14 cm	13903	1 x 1 tk

Terasest kandik ja kaas

Suurus 28 x 18 cm

Kandiku kaas on perforatsiooniga	72248	1 x 1 tk
Kandik perforatsiooniga	72250	1 x 1 tk
Kandik	72249	1 x 1 tk

Käärid

Kumerad teravate otstega 11cm	MD117125	1 x 1 tk
Sirged teravate otstega 11cm	MD117124	1 x 1 tk

Igemekäärid

Goldman-Fox



Otsadest kitsenevad sakilise teraga.

Teravad otsad 13 cm	72069	1 x 1 tk
---------------------	--------------	----------

CE MD



CE MD



CE MD



CE MD

Kangutid

CE MD

Kanguti 1601 S 2 mm	72025	1 x 1 tk
Kanguti 1602 M 3 mm	72026	1 x 1 tk
Kanguti 1603 L 4 mm	72027	1 x 1 tk

Alumiiniumkandik, perforatsiooniga

Suurus 28 x 18 cm

Sinine	72238	1 x 1 tk
Kollane	72236	1 x 1 tk
Punane	72237	1 x 1 tk
Roheline	72239	1 x 1 tk
Hõbedane	72235	1 x 1 tk

Alumiiniumkandik

Suurus 28 x 18 cm

Sinine	72241	1 x 1 tk
Kollane	72234	1 x 1 tk
Roheline	72242	1 x 1 tk
Punane	72240	1 x 1 tk
Hõbedane	72233	1 x 1 tk

Alumiiniumkandiku kaas

Suurus 28 x 18 cm

Kandiku kaas alumiiniumist	72245	1 x 1 tk
Kandiku kaas on perforatsiooniga	72246	1 x 1 tk

Instrumenti rest

Roostevabateras, 16 instrumendile	72244	1 x 1 tk
Alumiinium, 11 instrumendile	72243	1 x 1 tk

Instrumentikassett

Roostevabast terasest instrumentikassett. Instrumendid on konksuga kandiku külge lukustatavad. Lihtne käsitseda kogu komplektina tööriista hooldussükliks. Võrgutaoline alus tagab desinfitseerimisvahendis puhtuse.

Suur 28 x 18,5 x 3,2 cm	M124426	1 x 1 tk
Väike 18,5 x 18,5 x 3,2 cm	M124427	1 x 1 tk
Instrumentikasseti käepide/ lukustusosa	M124428	1 x 1 tk





Kipsid

Artikulatsioonikips valge

Sünteeiline kips, klass 2. Mudelite kipsitöödeks artikulaatorile, ortodontias, prototüüpidele ja soklikipsiks.

- Segamissuhe: 100 g : 30 ml
- Tööaeg: 2 min
- Kõvenemisaeg: 4 min
- Kõvenemise paisumine: 0,04% (2 tunni pärast)
- Survetugevus: 20 MPa (1 h pärast), 30 MPa (kuiv)

Artikulatsioonikips valge	55284	1 x 20 kg
---------------------------	-------	-----------



Alabasterkips N valge

Alabasterkips, klass 2. Artikulaatori töömudelite ning eel- ja parandusmudelite kipsitöödeks.

- Segamissuhe: 100 g : 50 ml
- Tööaeg: 5-6 min
- Kõvenemisaeg: 10-12 min
- Kõvenemise paisumine: 0,18% (2 tunni pärast)
- Survetugevus: 12 MPa (1 h pärast), 17 MPa (kuiv)

Alabasterkips N valge	55282	1 x 25 kg
-----------------------	-------	-----------



Medanit N sinine või Medanit N valge

Naturaalne kips, klass 3. Töö-, hambumus- ja kontrollmudelitele, samuti parandus- ja alusmudelitele.

- Segamissuhe: 100 g : 30 ml
- Tööaeg: 5-6 min
- Kõvenemisaeg: 10-12 min
- Kõvenemise paisumine: 0,14% (2 tunni pärast)
- Survetugevus: 24 MPa (1 h pärast), 50 MPa (kuiv)

Medanit N kips sinine	55280	1 x 25 kg
Medanit N kips valge	55535	1 x 25 kg



Medanit S supervalge

Sünteeiline kips, klass 3. Töö-, hambumus- ja kontrollmudelitele ning parandus- ja alusmudelitele.

Segamissuhe: 100 g : 30 ml

Tööaeg: 5-6 min

Kõvenemisaeg: 10-12 min

Kõvenemise paisumine: 0,14% (2 tunni pärast)

Survetugevus: 40 MPa (1 h pärast), 60 MPa (kuiv)

Medanit S kips supervalge	R265927	1 x 10 kg
---------------------------	---------	-----------

Kipsieemaldusained

Kipsieemaldusaine

Kasutusvalmis lahus kipsi ja kipsipõhiste valatud segujääkide eemaldamiseks proteesidelt, segamistopsidelt, jäljenduslusikatelt, artikulaatoritelt ja instrumentidelt. Võib kasutada ka ultrahelipesuris. TÄHTIS! Ei sobi alumiumtoodetele. Aine võib põhjustada nikeldatud toodete värvimuutusi.

Kasutusvalmis kipsieemaldusvedelik	MD167630	1 x 2 L
------------------------------------	----------	---------



Kipsinuga Gritmann

Kipsnuga 16,5 cm küvetiavajaga. Materjal roostevaba teras, käepide puidust.

16,5 cm	54854	1 x 1 tk
---------	-------	----------

Kipsinuga 7R

Lühikese ja sirge teraga kipsnuga. Materjal roostevaba teras, käepide puidust.

14,5 cm	MD161917	1 x 1 tk
---------	----------	----------

Kipsi tarvikud

Kipsikühvlid

Metallist		
160 g, 21 cm	55309	1 x 1 tk
90 g, 18,5 cm	56072	1 x 1 tk

Kipsispaatlid

Roostevabateras		
17 cm, sirge	56531	1 x 1 tk
20 cm, painutatud S-kuju	55252	1 x 1 tk



Segamiskausid

Kipsile ja alginaadile

Painduvast spetsiaalsest plastikust segamiskauss alginaatide ja kipside segamiseks.

Suurus S: Ø11,5 cm x 6 cm (h) 300 ml	56540	1 x 1 tk
Suurus M: Ø12,5 cm x 8 cm (h) 500 ml	56026	1 x 1 tk
Suurus L: Ø14 cm x 11 cm (h) 900 ml	56027	1 x 1 tk

Akrüülile

Elastne segamistops akrüüli segamiseks. Silikoon, värvitu.

Suur 70 ml (L)	55245	1 x 1 tk
Keskmine 30 ml (M)	55246	1 x 2 tk
Väike, 5 ml (S)	55247	1 x 4 tk



Okludaatorid

Okludaator

Ühekordne okludaator. Materjaliks on plastik.

Helesinine	58665	1 x 25 tk
------------	-------	-----------



Putty-silikoonid

Tec A85

Putty-silikoon kasutamiseks hambalaboris. Näidustused kasutamiseks: šabloonid, mudelid, parandused.

- Värv: sinakaslilla
- Tööaeg: 1,5 min
- Kõvenemisaeg: 6–7 min
- Kõvadusaste: Shore A85
- Ainult välispideks kasutamiseks!

Ämber	R296071	2 x 5 kg
-------	---------	----------

Putty-silikoon

Putty-silikoon kasutamiseks hambalaboris.

- Näidustused kasutamiseks: šabloonid, alused, parandused, hammaste kaitse küvettides.
- Värv: roheline
- Kõvadusaste: Shore A85
- Ainult välispideks kasutamiseks!

Ämber	MD166988	1 x 10 kg
Purk	MD163198	1 x 1.6 kg

Aktivaator

Aktivaator tehnilisele Orbis putty-silikoonile (MD163198, MD166988). Ainult välispideks kasutamiseks.

Putty universaalne aktivaator	MD165987	1 x 60 ml
-------------------------------	----------	-----------

Hambumuse registreerimiseks

Occlusionsspray Plus

CE MD

Mikropeen pihustuspulber kontaktpunktide jälgimiseks. Nakkub metalli, keraamika, kipsi ja akrüüluga. Sobib ka intraoraalseks kasutamiseks. Kergesti veega mahapestav. Enne kasutamist loksutada. CFC-vaba.

Roheline	56539	1 x 75 ml
Punane	MD148140	1 x 75 ml

Kipsist sokli moodustajad

Mudeli valmistamiseks

Kipsist soklivormija korralikuks ja kiireks kipsmudeli valmistamiseks. Elastne, tugev ja kergesti hooldatav kummimaterjal.

Ülalõug, sisemõõt 85 x 63 x 17 mm	55256	1 x 1 tk
Alalõug, sisemõõt 85 x 63 x 18 mm	55255	1 x 1 tk



Kipsisaed ja tarvikud

Kipsisaag

Kipsisaag segmenteeritud mudelite saagimiseks.

Pikkus 195 mm	MD161976	1 x 1 pakk
---------------	----------	------------

Saeterad

Tüüp 195 (kips) 0,12 x 3 x 70 mm	MD161977	1 x 12 tk
Tüüp 172 (akrüül) 0,25 x 3 x 70 mm	MD161978	1 x 12 tk



Valukanalivahad

Valukanalivahad rullis

Pingevara ja elastne valukanalivahaniit. Kõvadus keskmine. Värv roheline.

Ø 2,5 mm	56077	1 x 250 g
Ø 3,0 mm	56078	1 x 250 g
Ø 3,5 mm	56079	1 x 250 g
Ø 4,0 mm	56080	1 x 250 g
Ø 5,0 mm	52190	1 x 250 g



Tüüblitihvtid

Tüüblitihvt

Messingist tüüblitihvt vaheseintega kipsmudelitele. Tihvti läbimõõt 3,2 mm.

Suurus 2, pikkus 22 mm	54861	1 x 100 tk
Suurus 2 koos piigiga, pikkus 28 mm	52552	1 x 100 tk



Liimid

Kiirliim

Õhuke kiirliim, mis liimib kipsi sujuvalt. Sobib ka metallile, klaasile ja keraamikale. Hoida jahedas kohas. TÄHTIS! Vältida kokkupuudet naha ja silmadega.

Pudel	55248	1 x 10 ml
-------	-------	-----------



Vahatraadid

Ümmargune vahatraat ribadena

Kergesti vormitav vahatraat üksikute retensioonide vahatamiseks. Põleb puhtalt. Värv roheline.

Ø 0,6 mm	54856	1 x 12 g
Ø 0,8 mm	56081	1 x 25 g

Vahatoorikud

Perforeeritud plaadid

Plaadi suurus 70 x 70 mm.

Neljakandilised augud	56032	1 x 20 tk
Ümmargused augud	56033	1 x 20 tk


Vahakett

Sirge LR	56030	1 x 40 tk
----------	--------------	-----------

Klambriprofiilid

Klambritoorikud vahatamiseks.

Molaariklambrid MK	56034	10 x 20 kpl
Premolaariklambrid PK	56035	10 x 20 kpl



Hambumusvahad

Hambumusvaha

Pikk tööaeg peale soojendamist. Pärast kõvenemist on vaha kõva ja hoiab oma kuju. Plaadi suurus 83 x 186 mm, paksus 1,5 mm. Roosa värv.

Keskmise kõvadusega	55097	1 x 500 g
Keskmise kõvadusega	55098	1 x 2.5 kg
Kõva (nn suvevaha)	56055	1 x 500 g

Lusikaplaadid

Orbi PROtray LC

Kergesti vormitav valguskõvastav plaadimaterjal üksikute jäljendlusikate ja tugialusplaatide valmistamiseks. Saab kõvendada kõigi valguskõvastavate seadmetega (halogeen, UV, LED). Hapnikku ingibeeriv kiht, mida saab kergesti maha pühkida alkoholiga niisutatud lapiga. Plaadi paksus 2,3 mm. Roosa värv.

Valguskõvastav individuaallusika materjal	MD125327	1 x 50 tk
---	-----------------	-----------

Modelleerimisinstrumendid

Le Cron

Modelleerimisinstrument Le Cron vahatöödeks. Materjal roostevaba teras

16 cm	55942	1 x 1 tk
-------	--------------	----------

Zahle

Modelleerimisinstrument Zahle, ühes otsas terav nuga ja teine ots painutatud ja pulgakujuline. Materjal roostevaba teras. Pikkus 12,2cm

12,5 cm	56054	1 x 1 tk
---------	--------------	----------

Instrumentide komplekt

Instrumentide valik laboritöödeks. Sis: modelleerimisinstrumendid (LeCron ja Zahle), vahanoad (väikesed ja suured), tihvtid, jootekolvid, teravad ja kitsa otsaga käärid, soonetangid (kumerad ja sirged) ja lwanssoni paksusmõõtur.

10-ne instrumendi komplekt	56167	1 x 1 pakk
----------------------------	--------------	------------



Isolatsioonimaterjalid

Isolator G

Alkoholipõhine isoleeraine kipsi kipsist eraldamiseks. Sobib ka kipsi isoleerimiseks akrüülist. Pihustage kipsmodelile ja laske kuivada. Vältige liigmärgumist.

Isolatsioonimaterjal kips/kips	R296011	1 x 250 ml
--------------------------------	----------------	------------

Isolator K

Alginaadipõhine isoleeraine kipsi eraldamiseks akrüülist. Enne kasutamist segage hästi. Kanna kipspinnale õhuke ühtlane kiht isoleerainet ja laske kuivada. Kui kasutada suruõhku, siis peab jälgima, et isolatsioonikiht mudelilt maha ei tuleks.

Isoleeraine kips/akrüül	R296010	1 x 1000 ml
-------------------------	----------------	-------------



Vahaharjad

Vahahari

Vahapintsel vahatavate pindade viimistlemiseks ja poleerimiseks.

Suurus nr 6	55257	1 x 1 tk
-------------	--------------	----------

Vahanoad

Fahnenstock

Puidust käepide.

Väike 13 cm	MD125729	1 x 1 tk
Suur 17 cm	MD125730	1 x 1 tk

Antkoviak

Vahetatava teraga Antkoviak vahanuga. Tera materjal roostevaba teras.

Vahanuga 11,5 cm	56048	1 x 1 tk
Vahetatav tera	56049	1 x 1 tk

Ermert

Kahe otsaga vahanuga, mille üks ots on kolmnurkne. Materjal roostevaba teras.

Vahanuga Ermert, 13 cm	56050	1 x 1 tk
------------------------	--------------	----------



Valusilindrid

Valusilinder

Roostevabast terasest vastupidav valusilinder. Kõrgus 55 mm, seina paksus 1,5 mm.

1 x Ø 30 mm, 60 g	56036	1 x 1 tk
3 x Ø 48 mm, 180 g	56037	1 x 1 tk
6 x Ø 65 mm 360 g	56038	1 x 1 tk

Valukoonuse vormid

Valusilindri koonusvorm

Metalliga tugevdatud kõvast plastikust valusilindri koonusevormija silindri jaoks.

1 x	56040	1 x 1 tk
-----	--------------	----------

Metalliga tugevdatud kõvast plastikust valusilindri koonusevormija 3x-silindri jaoks.

3 x	56041	1 x 1 tk
-----	--------------	----------

Metalliga tugevdatud kõvast plastikust valusilindri koonusevormija 6X-silindri jaoks.

6 x	56042	1 x 1 tk
-----	--------------	----------

Metalliga tugevdatud kõvast plastikust universaalne valusilindri koonus 1X-9X silindritele.

Universal	56044	1 x 1 tk
-----------	--------------	----------



Küvetipüüglid

Küvetipüügel

Orbis küvetipüügel, mida saab asetada koos küvettidega pressi ja pingutada pressis, mis tagab küvettides ühtlase rõhu. Pakendis on nutrivõti püügli pingutamiseks ja tõstekonks, millega saab püügli kuumast veest välja tõsta. Saadaval kolmes suurus: 1, 1–2 või 1–3 küvetile. Püüglipostide vaheline kaugus on 107 mm.

1 küvetile	MD127986	1 x 1 tk
1-2 küvetile	MD127987	1 x 1 tk
1-3 küvetile	R221630	1 x 1 tk

Messingist proteesiküvett

Tugev messingküvett proteeside küvetamiseks. Küveti sisemõõdud: 7,2 x 8,4 x 5 cm.

4-osaline küvett	56045	1 x 1 tk
------------------	--------------	----------



Elektrolüüdi vedelik

Elektrolüüdi vedelik

Vedelik koobaltkroomi elektrolüütiliseks poleerimiseks elektrolüütilises seadmes.

Kanister	55249	1 x 1 L
----------	--------------	---------



Poleerharjad masinatele

Metallsisuga harjad

Poleerhari akrüüli poleerimiseks. Harjal metallist/plastikust sisu. Harjad ühes reas. Harja läbimõõt 49 mm, keskosa 23 mm.

Must kõva	R295988	1 x 1 tk
Valge pehme	R295989	1 x 1 tk

Poleerharjad

Üherealine akrüüli poleerimishari. Harja läbimõõt 44 mm, keskosa 26 mm. Maksimaalne pöörlemiskiirus 2800 p/min.

1-realine Ø 26/44 mm	R201566	1 x 1 tk
----------------------	----------------	----------

Poleerid tehnilisele mikromootorile

Must kõva

Varreta, kõva poleer koobaltkroomi viimistlemiseks ja poleerimiseks. Coarse. Soovitav töökiirus 6000 – 12000 p/min.

C Silinder Ø 6,3 mm, pikkus 24 mm	56107	1 x 100 tk
C Lääts Ø 22,2 mm	56108	1 x 100 tk
C Ketas Ø 22,2 mm	54913	1 x 100 tk

Roheline, standardne

Varreta, keskmise kõvadusega poleer koobaltkroomi ja mitteväärismetallide viimistlemiseks ja poleerimiseks. Medium. Soovitav töökiirus 6000 – 12000 p/min.

M Silinder Ø 6,3 mm, pikkus 24 mm	54916	1 x 100 tk
M Lääts Ø 22,2 mm	56109	1 x 100 tk
M Ketas Ø 22,2 mm	54914	1 x 100 tk

Sinine, kõrgläige

Varreta, peen poleer koobaltkroomi ja mitteväärismetallide poleerimiseks. Fine. Soovitav töökiirus 6000 – 12000 p/min.

F Silinder Ø 6,3 mm, pikkus 24 mm	54917	1 x 100 tk
F Lääts Ø 22,2 mm	54918	1 x 100 tk
F Ketas Ø 22,2 mm	54915	1 x 100 tk

Poleerharjad

Poleerimishari metalli, akrüüli ja keraamika poleerimiseks.

Nr 9, Ø 15 mm pehme	56047	1 x 25 tk
Nr 11, Ø 18 mm medium	R296073	1 x 25 tk

Varreta poleerhari

Kinnitatakse HP (sirgots) mandrellile. Ø 19 mm.

Must kõva	R295685	1 x 12 tk
Valge pehme	R295686	1 x 12 tk



Adaptad

Adapta termovormitav kile

Adapta termovormitav plastikkile kroonide vahatamiseks. Materjal on puhtalt põlev plastik. Värvitu.

Ø 42 mm x 0,6 mm	55244	1 x 100 tk
------------------	-------	------------

Adapta termovormitav vahekiht

Adapta termovormitav vahekiht kroonitehnoloogia jaoks. Värvitu.

Ø 42 mm x 0,1 mm	55243	1 x 200 tk
------------------	-------	------------



Lihvimisribad



Lihvimisribad

Kangapõhine liivapaber. Lindi laius on 15 mm.

Karedus 120	57637	1 x 50 m
Karedus 180	MD170101	1 x 50 m

Muud tooted

Jootepintsetid

Painutatud otstega pintsetid. Materjal roostevaba teras. Puidust käepidemed.

16,5 cm	56052	1 x 1 tk
---------	-------	----------

Iwanson - paksusemõõtaja

Kahepoolne paksusemõõtaja. Materjaliks roostevaba teras. Peenikesed otsad, mõeldud eelkõige metalli mõõtmiseks. Mõõteskaala mõlemal pool. Mõõtepiirkond 0–10 mm, jaotus 0,1 mm.

Paksuse mõõtaja	55253	1 x 1 tk
-----------------	-------	----------



Kilekott

Taassuletav kilekott jäljendite ja mudelite transportimiseks. Kotil on mugav kangrutasku saadetise saatekirja jaoks. Materjaliks on taaskasutatav polüetüleen. Mõõdud: 180 x 250 mm, 50 µm.

Kilekott taskuga	R292632	1 x 100 tk
------------------	---------	------------



Puurialus

Tugev, magnetiga puurihoidik puuride ja freeside jaoks. Kõrgus 10 cm, läbimõõt 11,5 cm

Puurialus	56046	1 x 1 tk
-----------	-------	----------

Külmakrüülid

Akrüül Base Cold

Külmpolümeeriseeruv proteeside akrüül flow-tehnoloogias proteeside valmistamiseks. Näidustused kasutamiseks: täis- ja osaproteesid, skeletiproteeside sadulad, parandused ja plaatproteesid. Värvus roosa.

Pulber	R299170	1 x 1000 g
Vedelik	R299175	1 x 500 ml

Akrüül Xject Cold

Külmpolümeeriseeruv akrüül spetsiaalselt süstimistehnika jaoks, kuid seda saab töödelda ka kõigi tavapäraste tehnikatega. Näidustused kasutamiseks: täisproteesid, osaproteesid, parandused ja plaatproteesid.

Pulber	R299168	1 x 1000 g
Vedelik	R299169	1 x 500 ml



UUS

CE 0297 MD



CE 0297 MD

ORBIS)))



Plandent Orbis™ tootevalik:
plandent.ee/tarvikud/orbis

Plandent

Plandent Eesti OÜ
Madara 27b, 10612, Tallinn
Tel +372 66 30 970

plandenteesti@plandent.com
plandent.ee